



### Soort onderzoek: PCR

#### Afnamemateriaal

Blauw: swab voor urethra-uitstrijk  
♂ (man) en ♀ (vrouw)

Roze: swab voor endocervix-uitstrijk

#### Instructie

Gebruik afnameset BD ProbeTec™ Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoea

♀ (**vrouw**): neem eerst een urethra-uitstrijk af en strijk vervolgens de endocervix uit

♀ (**vrouw**) endocervix-uitstrijk

- open de roze afnameset
- verwijder met de witte wattenstok bloed en slijm van de cervix
- roteer daarna met de roze wattenstok 2-3 cm diep in de endocervix
- schud de wattenstok uit in het transportmedium
- breek de steel af
- sluit het transportmedium met daarin de wattenstok goed af
- schrijf patiëntgegevens op label

♂ (**man**) en ♀ (**vrouw**) urethra-uitstrijk

- open de blauwe afnameset
- roteer de flexibele wattenstok 1-2 cm diep in de urethra
- schud de wattenstok uit in het transportmedium
- gooi de wattenstok weg
- sluit het transportmedium goed af
- schrijf patiëntgegevens op label

#### Diagnostiek

##### bij symptomen

♀: cervix- en urethra-uitstrijk  
2<sup>e</sup> keus: eerstestraal's urine

♂: urethra-uitstrijk of eerstestraal's urine (gelijkwaardig)

##### geen symptomen

♀: eerstestraal's urine of zelf afgenomen diep vaginale wattenstok (gelijkwaardig)

♂: eerstestraal's urine

#### Transportinstructie

##### Inleveren bij

- locatie (prikpunt) van Saltro
- transporteur van Saltro of bij een bezoek aan de praktijk of

**versturen per post (rode verzendvelop)**

#### Houdbaarheid swabs

Bij kamertemperatuur gedurende 3 maanden