

OVERZICHT BEPALINGEN Saltro

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
AZ01	12 ^e weeks screening zwangere	EDTA + Serum	Bloedgroep (ABO), Rhesus D factor, Rhesus c factor, irregulaire antistoffen, Hepatitis B, HIV en Lues antistoffen	Saltro		1	
BA82	ACE	Serum	Angiotensine convertie enzyme	AML	12-68 U/L	7	B205
BA08	ACTH		Zie Adrenocorticotroophormoon			10	
BA25	ADCC test	8ml gestold bloed (medicijnbuis)	Gestold bloed, in koelkast bewaren Rhesus (D) antagonisme	CLB		7	CLB
UC20	Adrenaline en noradrenaline in urine	Urine	zie Catecholamines			10	
AMLA	Adrenaline en noradrenaline	Li-Heparine plasma, zonder gel	Catecholamines Heparine bloed centrifugeren, het plasma invriezen (-20°C). Wordt alleen in urine aangevraagd	AML	Referentie waarden sterk afhankelijk van afnametijdstip en omstandigheden. Arts krijgt een copie van de AML uitslag.	10	B208
BA08	Adrenocorticotroop-hormoon ACTH	EDTA bloed	EDTA-bloed onmiddellijk centrifugeren, min. 0,3 ml. plasma invriezen (-20°C). Tijdstip van afname op buis vermelden.	AML	ochtend (08:00-10:00 uur) 2.2-3.2 pmol/L avond (20:00-22:00 uur) 1.3-6.6 pmol/L	10	B208
BT26	ALAT	Li-Heparine Plasma		Saltro	< 45 U/l; prematuur: < 28 U/l; 1d: < 31 U/l; 2-5 d: < 52 U/l; 6d-6mnd: < 60 U/l; 7-12 mnd: < 57 U/l; 1-3 j: < 39 U/l; 4-6 j: < 39 U/l; 7-12 j: < 39 U/l	1	
BA02	Albumine	Li-Heparine Plasma		Saltro	35-55 g/l	1	
UA02	Albumine-micro	Urine	liefst ochtendurine	Saltro	<20 mg/l	1	
BF17	Aldolase	Serum	Kan niet meer door Saltro worden aangevraagd				

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
UA03	Albumine-kreatinine ratio	Urine	liefst ochtendurine	Saltro	mannen: <2,0 mg/mmol kreatinine; vrouwen: <2,5 mg/mmol kreatinine	1	
ALDO	Aldosteron	Serum	Serum invriezen (-20°C).	AML	Liggend: 30-440 pmol/L Rechttop: 110-860 pmol/L	14	B208
UETH	Alcohol /ethanol	Urine	EtG bepalen (ETYL)			1	
BF19	Alfa-1 Foeto-proteïne	Serum		AML	0-7 IU/ml Voor zwangere vrouwen : Zwangerschapsduur Ref.waarde 12-13 wk 6.9-27.6 IU/ml 13-14 wk 8.5-34.0 IU/ml 14-15 wk 11.0-44.0 IU/ml 15-16 wk 12.8-51.0 IU/ml 16-17 wk 14.9-59.6 IU/ml 17-18 wk 16.8-67.2 IU/ml 18-19 wk 20.1-80.4 IU/ml 19-20 wk 20.4-81.6 IU/ml	14	B208
BA45	Alk. fosfatase-isoënzymen	Serum	Inclusief alk. fosfatase-bepaling.	AML	Ref. waarde varieert volgens geslacht en leeftijd	10	B202 + B206
BA102	Alkalische Fosfatase	Li-Heparine Plasma		Saltro	<120 U/l; 1d: <250 U/l; 2-5 d: <231 U/l; 6 d-6 mnd: <449 U/l; 7-12 mnd: <462 U/l; 1-3 j: <281 U/l; 4-6 j: <269 U/l; 7-12 j: <300 U/l; vrouwen 13-17 j: <187 U/l; mannen 13-17 j: <390 U/l	1	
RF35	All Aardappel	Serum		Saltro		3	
RF44	All Aardbei	Serum		Saltro		3	
RK21	All Abachi (houtstof)	Serum		Saltro		3	
F237	All Abrikoos	Serum		Saltro		3	
RW05	All Absint alsem	Serum		Saltro		3	
RF76	All A-Lactalbumine	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
RD70	All Acarus siro	Serum		Saltro		3	
F228	All Alfare-melkpoeder	Serum		Saltro		3	
FX5E	All Alg. voedingsmengsel	Serum		Saltro		3	
RK87	All Alpha amylase	Serum		Saltro		3	
RW01	All Alsem ambrosia	Serum		Saltro		3	
RM06	All Alternaria tenuis	Serum		Saltro		3	
RF20	All Amandel	Serum		Saltro		3	
RW14	All Amarant	Serum		Saltro		3	
T211	All Amberboompollen	Serum		Saltro		3	
R209	All Ambrosia	Serum		Saltro		3	
RC05	All Ampicilloyl	Serum		Saltro		3	
RC06	All Amoxycilloyl	Serum		Saltro		3	
C204	All Amoxicilline	Serum		Saltro		3	
F210	All Ananas	Serum		Saltro		3	
F271	All Anijs	Serum		Saltro		3	
F313	All Ansjovis	Serum		Saltro		3	
RF49	All Appel	Serum		Saltro		3	
F297	All Arabische gom	Serum		Saltro		3	
RP01	All Ascaris suum	Serum		Saltro		3	
F261	All Asperge	Serum		Saltro		3	
RM03	All Aspergill.fumigatus	Serum		Saltro		3	
F262	All Aubergine	Serum		Saltro		3	
RT73	All Australische den	Serum		Saltro		3	
RF96	All Avocado	Serum		Saltro		3	
PAX4	All Bakkersmengsel	Serum		Saltro		3	
RF51	All Bamboescheut	Serum		Saltro		3	
RF92	All Banaan	Serum		Saltro		3	
F269	All Basilicum	Serum		Saltro		3	
RT05	All Beuk	Serum		Saltro		3	
RI01	All Bijengif	Serum		Saltro		3	
RW06	All Bijvoet	Serum		Saltro		3	
RF77	All B-Lactoglobuline	Serum		Saltro		3	
F291	All Bloemkool	Serum		Saltro		3	
RF11	All Boekweit	Serum		Saltro		3	
PAX1	All Boerderijmengsel	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
RTX9	All Boompollenmengsel 9	Serum		Saltro		3	
F288	All Bosbes	Serum		Saltro		3	
RM07	All Botrytis cinera	Serum		Saltro		3	
E204	All Bovine Serum Albumine	Serum		Saltro		3	
F211	All Braam	Serum		Saltro		3	
RW20	All Brandnetel	Serum		Saltro		3	
F260	All Broccoli	Serum		Saltro		3	
F318	All Broodvrucht	Serum		Saltro		3	
F217	All Brusselse spruitjes	Serum		Saltro		3	
RF93	All Cacao	Serum		Saltro		3	
RT10	All Calif. notenboom	Serum		Saltro		3	
RM05	All Candida albicans	Serum		Saltro		3	
F295	All Carambola	Serum		Saltro		3	
RF78	All Caseine	Serum		Saltro		3	
F202	All Cashewnoot	Serum		Saltro		3	
RE06	All Cavia-epitheel	Serum		Saltro		3	
T212	All Cederpollen	Serum		Saltro		3	
F212	All Champignon	Serum		Saltro		3	
F279	All Chilipeper	Serum		Saltro		3	
E208	All Chinchilla	Serum		Saltro		3	
RK85	All Chloramine	Serum		Saltro		3	
F208	All Citroen	Serum		Saltro		3	
FX29	All Citrusmengsel	Serum		Saltro		3	
RM02	All Cladosporium herbar.	Serum		Saltro		3	
F323	All Conalbumine	Serum		Saltro		3	
FX08	All Cruesli mix	Serum		Saltro		3	
RT23	All Cypres	Serum		Saltro		3	
RI24	All Daas	Serum		Saltro		3	
F289	All Dadel	Serum		Saltro		3	
T214	All Dadelpalm	Serum		Saltro		3	
F301	All Dadelpruim	Serum		Saltro		3	
PAX6	All Desinfextansmengsel	Serum		Saltro		3	
F277	All Dille	Serum		Saltro		3	
T207	All Douglasspar	Serum		Saltro		3	
F272	All Dragon	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
RW03	All Driedelige ambrosia	Serum		Saltro		3	
F259	All Druiven	Serum		Saltro		3	
RE07	All Duivenfaeces	Serum		Saltro		3	
E215	All Duivenveren	Serum		Saltro		3	
RP02	All Echinococcu	Serum		Saltro		3	
RG13	All Echte witbol	Serum		Saltro		3	
RE86	All Eendenveren	Serum		Saltro		3	
F245	All Ei (dooier + ei-wit)	Serum		Saltro		3	
RF75	All Ei-geel	Serum		Saltro		3	
RF01	All Ei-wit	Serum		Saltro		3	
RT07	All Eik	Serum		Saltro		3	
F285	All Elandvlees	Serum		Saltro		3	
RG05	All Engels Raaigras	Serum		Saltro		3	
RF12	All Erwt	Serum		Saltro		3	
RT18	All Eucalyptus	Serum		Saltro		3	
RD74	All Euroglyphus maynei	Serum		Saltro		3	
F307	All Europese Heek	Serum		Saltro		3	
RI75	All Europese Horzel	Serum		Saltro		3	
F305	All Fenegriek	Serum		Saltro		3	
RK81	All Ficus	Serum		Saltro		3	
F266	All Foelie	Serum		Saltro		3	
F204	All Forel	Serum		Saltro		3	
E217	All Fret epitheel	Serum		Saltro		3	
F343	All Framboos	Serum		Saltro		3	
FX17	All Fruitmengsel 1	Serum		Saltro		3	
FX09	All Fruitmengsel 2	Serum		Saltro		3	
FX15	All Fruitmengsel 3	Serum		Saltro		3	
FX16	All Fruitmengsel 4	Serum		Saltro		3	
FX21	All Fruitmengsel 5	Serum		Saltro		3	
RE70	All Ganzenveren	Serum		Saltro		3	
RF24	All Garnaal	Serum		Saltro		3	
F300	All Geitemelk	Serum		Saltro		3	
RE80	All Geitenepitheel	Serum		Saltro		3	
F231	All Gekookte melk	Serum		Saltro		3	
RI05	All Gele horzel	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
F270	All Gember	Serum		Saltro		3	
RG21	All Gerst (pollen)	Serum		Saltro		3	
RF06	All Gerst (voeding)	Serum		Saltro		3	
F223	All Gierstzaad	Serum		Saltro		3	
RF45	All Gist	Serum		Saltro		3	
RF79	All Gluten	Serum	Wordt naar coeliakidiagnostiek (BA90) omgeschreven.	Saltro		3	
RD73	All Glycyphagus domest.	Serum		Saltro		3	
FX03	All Granenmengsel	Serum		Saltro		3	
FX20	All Granenmengsel 2	Serum		Saltro		3	
F209	All Grapefruit	Serum		Saltro		3	
RGX3	All Graspollenmengsel 3	Serum		Saltro		3	
RT02	All Grauwe els	Serum		Saltro		3	
RH01	All Greer Labs	Serum		Saltro		3	
F263	All Groene peper	Serum		Saltro		3	
FX19	All Groentemengsel 1	Serum		Saltro		3	
FX11	All Groentemengsel 2	Serum		Saltro		3	
FX12	All Groentemengsel 3	Serum		Saltro		3	
FX13	All Groentemengsel 4	Serum		Saltro		3	
FX14	All Groentemengsel 5	Serum		Saltro		3	
RW19	All Groot glaskruid	Serum		Saltro		3	
F246	All Guargom	Serum		Saltro		3	
F292	All Guave	Serum		Saltro		3	
RW12	All Guldenroede	Serum		Saltro		3	
T209	All Haagbeuk	Serum		Saltro		3	
RE84	All Hamster epitheel	Serum		Saltro		3	
RF57	All Hanenpoot	Serum		Saltro		3	
F205	All Haring	Serum		Saltro		3	
RG14	All Haver (pollen)	Serum		Saltro		3	
RF07	All Haver (voeding)	Serum		Saltro		3	
RW16	All Havikskruid	Serum		Saltro		3	
RT04	All Hazelaar	Serum		Saltro		3	
RF17	All Hazelnoot	Serum		Saltro		3	
F303	All Heilbot	Serum		Saltro		3	
E216	All Hertenepitheel	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
R205	All Hommel	Serum		Saltro		3	
RE02	All Hondenepitheel	Serum		Saltro		3	
RE05	All Hondenroos	Serum		Saltro		3	
F247	All Honing	Serum		Saltro		3	
RF3	All Hop	Serum		Saltro		3	
RF60	All Horsmakreel	Serum		Saltro		3	
RD01	All Huisstofmijt	Serum		Saltro		3	
RD02	All Huisstofmijt (D2)	Serum		Saltro		3	
RD03	All Huisstofmijt (D3)	Serum		Saltro		3	
RC73	All Humaan Insuline	Serum		Saltro		3	
RO070	All Humaan Semen	Serum		Saltro		3	
RT08	All Iep	Serum		Saltro		3	
RF58	All Inktvis	Serum		Saltro		3	
PAX5	All Isocyanatenmengsel	Serum		Saltro		3	
RT17	All Japanse ceder	Serum		Saltro		3	
RF50	All Japanse makreel	Serum		Saltro		3	
RT06	All Jeneverbes	Serum		Saltro		3	
F296	All Johannesbrood	Serum		Saltro		3	
RF81	All Kaas	Serum		Saltro		3	
RI06	All Kakkerlak	Serum		Saltro		3	
RW02	All Kale ambrosia	Serum		Saltro		3	
RE89	All Kalkoenveren	Serum		Saltro		3	
F284	All Kalkoenvlees	Serum		Saltro		3	
W206	All Kamille	Serum		Saltro		3	
E201	All Kanarieveren	Serum		Saltro		3	
F220	All Kaneel	Serum		Saltro		3	
F267	All Kardemom	Serum		Saltro		3	
F265	All Karwij	Serum		Saltro		3	
T206	All Kastanje (pollen)	Serum		Saltro		3	
F299	All Kastanje (voeding)	Serum		Saltro		3	
RO01	All Katoenvezels	Serum		Saltro		3	
RK83	All Katoenzaad	Serum		Saltro		3	
E220	All Kat Serum Albumine	Serum		Saltro		3	
RE01	All Kattenroos	Serum		Saltro		3	
F309	All Keker	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
F281	All Kerrie	Serum		Saltro		3	
F242	All Kers	Serum		Saltro		3	
RE21	All Kippenfeces	Serum		Saltro		3	
RE85	All Kippenveren	Serum		Saltro		3	
RF83	All Kippenvlees	Serum		Saltro		3	
RF84	All Kiwi	Serum		Saltro		3	
RW21	All Klein glaskruid	Serum		Saltro		3	
EX70	All Knaagdierenmengsel	Serum		Saltro		3	
RF47	All Knoflook	Serum		Saltro		3	
F221	All Koffie	Serum		Saltro		3	
RF36	All Kokosnoot	Serum		Saltro		3	
F244	All Komkommer	Serum		Saltro		3	
RE82	All Konijnenepitheel	Serum		Saltro		3	
E206	All KonijnenSerum	Serum		Saltro		3	
E211	All Konijnenurine	Serum		Saltro		3	
F213	All Konijnenvlees	Serum		Saltro		3	
F216	All Kool	Serum		Saltro		3	
W203	All Koolzaad	Serum		Saltro		3	
F317	All Koreander	Serum		Saltro		3	
RF59	All Kraak, Octopus	Serum		Saltro		3	
RF23	All Krab	Serum		Saltro		3	
RF80	All Kreeft	Serum		Saltro		3	
RG03	All Kropaar	Serum		Saltro		3	
FX70	All Kruidenmengsel 1	Serum		Saltro		3	
FX71	All Kruidenmengsel 2	Serum		Saltro		3	
FX72	All Kruidenmengsel 3	Serum		Saltro		3	
F268	All Kruidnagel	Serum		Saltro		3	
RWX3	All Kruidpollenmengsel 3	Serum		Saltro		3	
RF88	All Lamsvlees	Serum		Saltro		3	
F304	All Langoest	Serum		Saltro		3	
RK82	All Latex	Serum		Saltro		3	
F278	All Laurierblad	Serum		Saltro		3	
F275	All Lavas	Serum		Saltro		3	
RD71	All Lepidoglyphus destr.	Serum		Saltro		3	
T210	All Liguster	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
F306	All Limoen	Serum		Saltro		3	
T208	All Linde	Serum		Saltro		3	
F235	All Linze	Serum		Saltro		3	
RW11	All Loogkruid	Serum		Saltro		3	
W208	All Lucopodium	Serum		Saltro		3	
W207	All Lupine	Serum		Saltro		3	
W335	All Lupineboon	Serum		Saltro		3	
F348	Lychee	Serum		Saltro		3	
F345	All Macademianoot	Serum		Saltro		3	
RG22	All Mais (pollen)	Serum		Saltro		3	
RF08	All Mais (voeding)	Serum		Saltro		3	
F206	All Makreel	Serum		Saltro		3	
F302	All Mandarijn	Serum		Saltro		3	
RF91	All Mango	Serum		Saltro		3	
RW07	All Margriet	Serum		Saltro		3	
F274	All Marjolein	Serum		Saltro		3	
F316	All Meiraapsteeltjes	Serum		Saltro		3	
RT21	All Melaleuca	Serum		Saltro		3	
RW15	All Melde	Serum		Saltro		3	
RF02	All Melk	Serum		Saltro		3	
RF87	All Meloen	Serum		Saltro		3	
RT20	All Mesquite	Serum		Saltro		3	
RI70	Mier (Zuidamerikaans)	Serum		Saltro		3	
RT19	All Mimosa	Serum		Saltro		3	
RF89	All Mosterd	Serum		Saltro		3	
RF90	All Mout	Serum		Saltro		3	
RM04	All Mucor racemosus	Serum		Saltro		3	
RI71	All Mug	Serum		Saltro		3	
RE88	All Muis mengsel	Serum		Saltro		3	
RE76	All MuisSerum prot.	Serum		Saltro		3	
RE72	All Muisurine prot.	Serum		Saltro		3	
RE71	All Muize-epitheel	Serum		Saltro		3	
F332	All Munt	Serum		Saltro		3	
E203	All Nerts-epitheel	Serum		Saltro		3	
F282	All Nootmuskaat	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
FX01	All Notenmengsel 1	Serum		Saltro		3	
FX22	All Notenmengsel 2	Serum		Saltro		3	
F290	All Oester	Serum		Saltro		3	
RT09	All Olijf (pollen)	Serum		Saltro		3	
F342	All Olijf (zwart)	Serum		Saltro		3	
F283	All Oregano	Serum		Saltro		3	
F232	All Ovalbumine	Serum		Saltro		3	
F233	All Ovomucoide	Serum		Saltro		3	
RW08	All Paardenbloem	Serum		Saltro		3	
T203	All Paardenkastanje	Serum		Saltro		3	
F286	All Paardenmelk	Serum		Saltro		3	
RE03	All Paardenroos	Serum		Saltro		3	
E205	All Paardenserum	Serum		Saltro		3	
F321	All Paardenvlees	Serum		Saltro		3	
F264	All Paling	Serum		Saltro		3	
F293	All Papaja	Serum		Saltro		3	
F224	All Papaverzaad	Serum		Saltro		3	
E213	All Papegaaivenen	Serum		Saltro		3	
F218	All Paprika	Serum		Saltro		3	
RF18	All Paranoot	Serum		Saltro		3	
RE78	All Parkiet veren	Serum		Saltro		3	
RE77	All Parkietenfaeces	Serum		Saltro		3	
RE79	All ParkietenSerum prot.	Serum		Saltro		3	
F294	All Passievrucht	Serum		Saltro		3	
RT22	All Pecan (pollen)	Serum		Saltro		3	
F201	All Pecannoot	Serum		Saltro		3	
RF94	All Peer	Serum		Saltro		3	
RM01	All Penicillium notatum	Serum		Saltro		3	
RC01	All Penicilloyl G	Serum		Saltro		3	
RC02	All Penicilloyl V	Serum		Saltro		3	
RF95	All Perzik	Serum		Saltro		3	
RF86	All Peterselie	Serum		Saltro		3	
FX18	All Peulvruchten mengsel	Serum		Saltro		3	
F253	All Pijnboompit	Serum		Saltro		3	
RF13	All Pinda	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
T213	All Pinus rabiata	Serum		Saltro		3	
F203	All Pistache noot	Serum		Saltro		3	
RM70	All Pit orbic	Serum		Saltro		3	
FX07	All Pizza mix	Serum		Saltro		3	
RM13	All Phoma betea	Serum		Saltro		3	
RT11	All Plataan	Serum		Saltro		3	
RF55	All Pluimgierst	Serum		Saltro		3	
F225	All Pompoen	Serum		Saltro		3	
F226	All Pompoen-zaad	Serum		Saltro		3	
RT14	All Populier	Serum		Saltro		3	
C207	All Protamine	Serum		Saltro		3	
F255	All Pruij	Serum		Saltro		3	
F347	All Quinoa	Serum		Saltro		3	
RE73	All Ratte-epitheel	Serum		Saltro		3	
RE87	All Rat mengsel	Serum		Saltro		3	
RE75	All Rat Serum proteïnen	Serum		Saltro		3	
RE74	All Raturine proteïnen	Serum		Saltro		3	
E202	All Rendier epitheel	Serum		Saltro		3	
RG01	All Reukgras	Serum		Saltro		3	
RM11	All Rhizopus nigricans	Serum		Saltro		3	
RG07	All Riet	Serum		Saltro		3	
RF09	All Rijst	Serum		Saltro		3	
F322	All Rode bes	Serum		Saltro		3	
F287	All Rodeboon	Serum		Saltro		3	
RG12	All Rogge (pollen)	Serum		Saltro		3	
RF05	All Rogge (voeding)	Serum		Saltro		3	
F330	All Rozenbottel	Serum		Saltro		3	
RE04	All Runderroos	Serum		Saltro		3	
RC71	All Runderinsuline	Serum		Saltro		3	
RF27	All Rundvlees	Serum		Saltro		3	
RT03	All Ruwe berk	Serum		Saltro		3	
F344	All Salie	Serum		Saltro		3	
RF61	All Sardien	Serum		Saltro		3	
RE81	All Schapenepitheel	Serum		Saltro		3	
F311	All Scharretong	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
RF82	All Schimmelkaas	Serum		Saltro		3	
RMX1	All Schimmelmengsel 1	Serum		Saltro		3	
F254	All Schol	Serum		Saltro		3	
RF85	All Selderij	Serum		Saltro		3	
RF10	All Sesamzaad	Serum		Saltro		3	
RF33	All Sinaasappel	Serum		Saltro		3	
F215	All Sla	Serum		Saltro		3	
F314	All Slak	Serum		Saltro		3	
RW09	All Smalle weegbree	Serum		Saltro		3	
F315	All Snijboon	Serum		Saltro		3	
RF14	All Soja	Serum		Saltro		3	
T201	All Spar	Serum		Saltro		3	
F124	All Spelt	Serum		Saltro		3	
F214	All Spinazie	Serum		Saltro		3	
RM81	All Staph enterotox B	Serum		Saltro		3	
RM22	All Staph enterotox C	Serum		Saltro		3	
RM80	All Staph enterotoxinen	Serum		Saltro		3	
FX31	All Steenvruchtenmengsel	Serum		Saltro		3	
RW13	All Stekelnoot	Serum		Saltro		3	
RM10	All stemphylylium botryosum	Serum		Saltro		3	
M224	All St enteroxine D	Serum		Saltro		3	
M225	All St enteroxine E	Serum		Saltro		3	
F338	All St Jacobsschelp	Serum		Saltro		3	
F207	All Strandgaper	Serum		Saltro		3	
RW17	All Studentenkruid	Serum		Saltro		3	
W210	All Suikerbiet (pollen)	Serum		Saltro		3	
F319	All Suikerbiet (voeding)	Serum		Saltro		3	
F227	All Suikerbietzaad	Serum		Saltro		3	
RD72	All T.putrescentiae	Serum		Saltro		3	
R201	All Tabaksblad	Serum		Saltro		3	
RG15	All Tarwe (pollen)	Serum		Saltro		3	
RF04	All Tarwe (voeding)	Serum		Saltro		3	
F222	All Thee	Serum		Saltro		3	
RG06	All Thimotheegras	Serum		Saltro		3	
F273	All Tijm	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
RF25	All Tomaat	Serum		Saltro		3	
RF40	All Tonijn	Serum		Saltro		3	
F298	All Tragacant	Serum		Saltro		3	
M205	All Trichophyto rubrun	Serum		Saltro		3	
RK86	All Trimellitic anhydride	Serum		Saltro		3	
RF48	All Uien	Serum		Saltro		3	
RW04	All Valse ambrosia	Serum		Saltro		3	
F234	All Vanille	Serum		Saltro		3	
RE83	All Varkensepitheel	Serum		Saltro		3	
RC70	All Varkensinsuline	Serum		Saltro		3	
E212	All Varkensurine	Serum		Saltro		3	
RF26	All Varkensvlees	Serum		Saltro		3	
RT01	All Vederesdoorn	Serum		Saltro		3	
F276	All Venkel	Serum		Saltro		3	
F219	All Venkel zaad	Serum		Saltro		3	
EX71	All Verenmengsel 1	Serum		Saltro		3	
E207	All Verenmengsel 2	Serum		Saltro		3	
E214	All Vinkenveren	Serum		Saltro		3	
RF03	All Vis (Kabeljauw)	Serum		Saltro		3	
F251	All Vismengsel	Serum		Saltro		3	
O207	All Visvoer (Dapnia)	Serum		Saltro		3	
F333	All Vlaszaad	Serum		Saltro		3	
FX24	All Vleesmix	Serum		Saltro		3	
FX10	All Vleesmix uitgebreid	Serum		Saltro		3	
T205	All Vlierboom	Serum		Saltro		3	
F310	All Voederwille	Serum		Saltro		3	
RF56	All Vogelgierst	Serum		Saltro		3	
EX72	All Voliere vogelmengsel	Serum		Saltro		3	
E210	All Vos	Serum		Saltro		3	
RT15	All Vuilboom	Serum		Saltro		3	
F328	All Vijg	Serum		Saltro		3	
F256	All Walnoot	Serum		Saltro		3	
F329	All Watermeloen	Serum		Saltro		3	
F236	All Wei	Serum		Saltro		3	
RI03	All Wespengif	Serum		Saltro		3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
RT16	All Weymouthden	Serum		Saltro		3	
RT12	All Wilg	Serum		Saltro		3	
RF15	All Witte boon	Serum		Saltro		3	
RW10	All Witte-of melganzevoet	Serum		Saltro		3	
E209	All Woestijnrat	Serum		Saltro		3	
RF31	All Wortel	Serum		Saltro		3	
RF41	All Zalm	Serum		Saltro		3	
FX02	All Zeebanketmengsel	Serum		Saltro		3	
RF37	All Zeeuwse mossel	Serum		Saltro		3	
RK74	All Zijde	Serum		Saltro		3	
RF54	All Zoete aardappel	Serum		Saltro		3	
W204	All Zonnebloem (pollen)	Serum		Saltro		3	
RK84	All Zonnebloemzaad	Serum		Saltro		3	
RW18	All Zuring	Serum		Saltro		3	
F312	All Zwaardvis	Serum		Saltro		3	
F280	All Zwartepeper	Serum		Saltro		3	
BA61	Allergie Panel 1	Serum	Allergietest op graspollen, kruidpollen boompollen, schimmels, huisstofmijt, kattenroos en hondenroos.	Saltro	Negatief	3	
BA67	Allergie Phadiatop	Serum	Indien Phadiatop positief, wordt een Allergie panel 1 uitgevoerd (testcode: BA61).	Saltro	Negatief	3	
FX5E	Allergie Voedingsstoffen	Serum	Allergietest op melkeiwit, kippeneiwit, tarwe, pinda, soja en kabeljauw.	Saltro	Negatief	3	
BA15	Aluminium	Li-heparine volbloed, zonder gel		AML	<0.37 umol/L	10	B210
	Amycasine	Serum	UMC afd klinische microbiologie Huispostnummer 90 4428 HeidelbergIn00 3584cx Utrecht	AZU		10	
MICR	Aminoglycoside spiegel		M831 plus honorarium	MSaltro			
UAZ1	Aminozuren in urine	24-uurs urine		AML	Arts krijgt een kopie met de bepaalde aminozuren en referentiewaarden toegezonden.	21	4 x B214

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BAR1	Amiodarone	Serum	Amiodaronum Cordarone	AML	Amiodarone 1.55-3.87 umol/ halfwaarde tijd 14-107 dagen. Zowel Amiodarone als het actief metaboliet N-des- ethylamiodarone worden bepaald.	10	B211
BAM4	Ammoniak	EDTA plasma	Centrifugeren en plasma invriezen (- 20°C). Tijdsverschil tussen afname en centrifugeren mag maximaal 2 uur zijn.	AML	mannen: 14.6-55.1 umol/l vrouwen: 11.1-48.1 umol/l	10	B209
AMPT	Amfetamine	Urine 50 ml	XTC-gevoelig	Saltro	0 - 1000 ng/ml	1	
BA19	Amylase	Li-Heparine Plasma		Saltro	< 100 U/l	1	
UA15	Amylase in urine	Urine	Incl. bepaling kreatinine in urine. Liefst ochtendurine.	Saltro	< 320 U/l	1	
AMIS	Amylase-isoenzymen	Serum	Inclusief amylase bepaling. Amylase fracties	AML	lso-amylase : leeftijd <=19 jaar leeftijd >= 20 jaar P2: 8 - 28 U/L P2: 10 - 36 U/L S2: 8 - 47 U/L S2: 7 - 44 U/L S3+S4: 1 - 7 U/L S3+S4: 0 - 7 U/L	10	3x B203
TRIP	Ami + Nortryptiline	Serum zonder gel	Triptizol	Saltro	Ami en nortryptiline	7	B211
MODI	Anatensol	Serum zonder gel	Zie Flufenazine	Saltro	Zie Flufenazine	3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BA20	Androsteendion	Serum	Serum in de koeling bewaren en op 4°C versturen	AML	Kinderen < 10 jaar: 0,35 - 3,14 nmol/L Vrouwen > 10 jaar: 1,75 - 16,41 nmol/L Folliculaire fase: 3,14 - 10,48 nmol/L Ovulatoire fase: 6,63 - 16,41 nmol/L Lutheale fase: 3,84 - 14,67 nmol/L Menopauze: 1,05 - 12,92 nmol/L PCOD: 7,68 - 22,70 nmol/L Mannen > 10 jaar: 1,75 - 16,76 nmol/L	10	B208
BA432	ANA	Serum	Anti Nucleaire Factor	Saltro		3	
ANAS	Anti Cytoplasma Antistoffen	Serum	formulier 10 invullen: Rechts onderaan op formulier bij overige bepalingen.	CLB	Negatief	10	-
ACCP	Anti-CCP	Serum		Saltro	< 7 neg, 7-10 dubieus, > 10 pos	3	
BVAS	Anti Diuretisch Hormoon		Zie Vasopressine.			10	
AENA	Anti Endomysium IgA	Serum 2 ml	Vervolgtest bij anti tTG IgA (BATT) pos Opstuur door werkstation Allergie	CLB		14	2x B214
AEND	Anti Endomysium IgG	Serum 2 ml	In plaats van anti tTG IgA bij IgA deficiëntie Opstuur door werkstation Allergie	CLB		14	2x B214
ATTG	anti tTG IgG	Serum 2 ml	In plaats van anti tTG IgA bij IgA deficiëntie Opstuur door werkstation Allergie	CLB		14	2x B214
CLBA	Auto antistoffen tegen trombocyten		Formulier 5 invullen code TG01 In te sturen materiaal is afhankelijk van de waarde van de trombocyten: <10 alleen Serum 10-30 60 ml EDTA en Serum >30 30 ml EDTA en Serum	CLB		10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
ANT3	Antitrombine 3 Activiteit	Citraatplasma	Citraat bloed centrifugeren, plasma invriezen (-20°C) in plastic buis. formulier 4 invullen, code H026	CLB		14	
ANG3	Antitrombine 3 Antigeen	Citraat plasma	Citraat bloed centrifugeren, plasma invriezen (-20°C) in plastic buis. formulier 4 invullen, code H027	CLB		14	
	Antitrypsine (alpha-1)	Faeces	Versturen naar UMCU	UMCU		14	
BA49	Antitrypsine (alpha-1)	Serum		AML	0.92-2.00 g/l	10	B207
BA37	APC resistentie	Citraat plasma	Code H950. 8ml citraatbloed, centrifugeren en plasma invriezen (-20°C)	CLB		10	
BA34	APC resistentie Factor V Leiden	Citraatplasma en EDTA-volbloed	Code H953, 8 ml citraatbloed, centrifugeren en plasma invriezen (-20°C); 5 ml EDTA, bij kamertemperatuur bewaren	CLB		10	
BL22	Apolipoproteïne A1	Serum		AML	Vrouwen : 1.01 - 2.23 g/l Mannen : 0.94 – 1.86 g/l	10	B208
BL20	Apolipoproteïne B	Serum		AML	Vrouwen : 0.53 - 1.82 g/l Mannen : 0.49 - 1.73 g/l	10	B208
BP02	APTT	Citraatplasma	Geactiveerde partiële tromboplastinetijd	Saltro	27-42 sec	1	
MICR	Arthropoden	diverse		MSaltro		1	
ABIL	Aripiprazol	Serum zonder gel		Saltro		2	
	Arsenicum	Urine	Thallium	LUMC		10	
BT24	ASAT	Li-Heparine Plasma		Saltro	< 40 U/l; prematuur: < 64 U/l; 1 d: < 122 U/l; 2-5 d: < 110 U/l; 6 d-6 mnd: < 84 U/l; 7-12 mnd: < 89 U/l; 1-3 j: < 56 U/l; 4-6 j: < 52 U/l; 7-12 j: < 51 U/l	1	
BA29	AST of streptococcon serologie	Serum	Bepalingen: AST en anti DNA-B	Saltro	> 200 IU/ml is positief	1	
AV01	Audiometrie				Op afspraak		

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
MOCL	Aurorix	Serum	Moclobemide	Saltro	0.5-1.5 mg/l	5	
	Barbituraten	Urine		UMCG			
BKAT	Bartonella henselae as	Serum	Zie Kattenkrab ziekte	RIVM		14	
UMP1	Bence Jones	Urine		Saltro	Negatief	7	V11
FREN	Benperidol	Serum zonder gel	Frenactil	Saltro	3.0-15.0 µg/l	5	
BEND	Benzodiazepines	Urine		Saltro	0-200 ng/ml	1	
BG80	Bèta-2 Microglobuline	Serum	Zie Microglobuline (Bèta-2)	AML	0,7 - 1,8 mg/l	10	
MICR	Beta-lactamase test		M517 plus honorarium	MSaltro			
BB04	Bezinking	EDTA bloed	Op dag van afname bepalen. Voor middag poli een citraat buis (zwarte dop) afnemen.	Saltro	Mannen: 1-7 mm/uur; Vrouwen: 1-12 mm/uur	1	
BB30	Bicarbonaat	Serum	Buis niet openen voor verzenden.	AML	0-11 jaar 22-28 mmol/l 12-60 jaar 22-29 mmol/l >60 jaar 23-31 mmol/l	5	B205
BILH	Bilharzia antistoffen		Zie Schistosoma antistoffen.	LUMC		10	
BB80	Bilirubine geconjugeerd	Li-Heparine Plasma		Saltro	< 5 µmol/l	1	
BB07	Bilirubine-totaal	Li-Heparine Plasma		Saltro	< 17 µmol/l; 1 d: < 100 µmol/l; 2 d: < 140 µmol/l; 3-5 d: < 200 µmol/l	1	
DB31	Bloed (occult)	Faeces		Saltro	Negatief	1	
BB08	Bloedbeeld rood	EDTA bloed	Erythrocyten, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC.	Saltro	Zie afzonderlijke testen	1	2x B202

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BB42	Bloedbeeld	EDTA bloed	Erythrocyten, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, leukocyten en differentiatie.	Saltro	Zie afzonderlijke testen MCV: 0-6 dagen: 94 - 150 fl 7-13 dagen: 89 – 139 fl 14 dgn – 2 mnd: 81 – 128 fl 3–4 mnd: 77 – 113 fl 5–10 mnd: 73 – 109 fl 11 mnd – 4 jaar: 73 – 102 fl 5–10 jaar: 69 – 93 fl >10 jaar: 82 – 98 fl MCH: 1.70-2.10 fmol MCHC: 20.3-22.5 mmol/l	1	
BB20	Bloedgroep en rhesusfactor	EDTA bloed	Bloedgroep, resusfactor en irregulaire antistoffen worden bepaald. Uittypering irregulaire antistoffen door CLB.	Saltro		2	B 204
BLOV	Overige bloedgroep Ag	EDTA bloed	Deze code kan aangemeld worden bij het laten bepalen van een bloedgroep door het CLB. Alleen te gebruiken op de werkplek bloedgroepen.	CLB		10	
MICR	Bloedkweek	Bloed kweek flesjes	M504 (plus evt. resistentie) plus honoraria	MSaltro		5	
BNP	BNP	EDTA plasma	Inleveren in blauw zakje	Saltro	mannen: tot 45 jaar <28 45-54 jaar <35, 55-64 jaar <42 65-74 jaar <76, vanaf 75 jr <139 vrouwen: tot 45 jaar <43 45-54 jaar <56 55-74 jaar <83 vanaf 75 jr <238	1	
BP06	Bof antistoffen	Serum	Parotitis as. Bof IgM as en Bof IgG as	UMCU		10	B208
	Bof PCR	Urine of keelwab	PCR alleen zinvol in eerste ziekte week Altijd in overleg met microbioloog	RIVM		10	
BK56	Bordetella as	Serum	Zie Kinkhoest as	Saltro	zie kinkhoest	5	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BB35	Borrelia Burgdorfferi antistoffen	Serum	IgG en IgM antistoffen worden bepaald met de ELISA-methode. Confirmatie met immunoblot (zie hieronder)	Saltro	IgG antistoffen: negatief IgM antistoffen: negatief	5	
BBBM / BBBG	Borrelia Blot IgM en IgG	Serum	Volgt op positieve uitslag antistoffen	Saltro	Confirmatie van test BB35 (antistoffen)	6	
MICR	BRMO	Keel en perineum		MSaltro			
LEXO	Bromazepam	Serum zonder gel	Lexotaniil	Saltro	80-170 µg/l	3	
IMPR	Broomperidol	Serum	Impromen	Saltro	2-12 µg/l	2	
BB22	Brucella antistoffen	Serum	Ziekte van Bang.	UMCU	< 80 Een viervoudige titerstijging tussen twee sera met een interval van twee weken duidt op een recente infectie.	10	B205
BUSP	Buspiron	Seum zonder gel	Buspar	Saltro	0,9-3,2 g/l	5	
BCC3	C3	Serum	Formulier 10 invullen code C005	CLB		10	
CC04	C4	Serum	Formulier 10 invullen code C006	CLB		10	
CC05	C5	Serum	Formulier 10 invullen code C007	CLB		10	
BER1	C1 esteraseremmer C1s-INH-kwantitatief	EDTA plasma	EDTA plasma invriezen (-20°C)	CLB		10	
BC53	CA.125	Serum		AML	< 35 kU/l	8	B208
BC61	CA.15.3	Serum		AML	< 31.3kU/l	8	B208
BC60	CA.19.9	Serum		AML	< 37 kU/l	8	B208
CAER	Caeruloplasmine	Serum		AML	0.16-0.48 g/l	10	B207
BC88	Calcitonine	EDTA plasma	EDTA bloed onmiddellijk centrifugeren, plasma invriezen (-20°C).	AML	0-15 ng/l	10	B209
UC09	Calcium	Urine	Aanzuren met HCl tot pH 2 à 3. Inclusief bepaling kreatinine in urine.	Saltro	2,50-5,00 mmol/24 uur	1	
BC03	Calcium	Li-Heparine Plasma		Saltro	2,10-2,55 mmol/l; prematuur: 1,90-2,50 mmol/l; 2-12 mnd: 2,10-2,70 mmol/l; 1-4 j: 2,10-2,60 mmol/l; 5-20 j: 2,30-2,75 mmol/l	1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	Calcium geioniseerd		Wordt alleen uitgevoerd als aanvraag voor het UMCU (heparine buis)				
CANN	Cannabinoïden	Urine		Saltro	< 50 ug/l Drugshulpverlening < 100 µg/l; Pen. inrichtingen < 50 µg/l	1	
BC30	Carbamazepine	Serum zonder gel	Tegretol. Medicijn buis prikken	Saltro		3	
	Carbazolum	Serum	Vrij T4 en TSH bepalen			1	
BC30	Carbymal		Zie carbamazepine			3	
BCA7	Carnitine ,vrij en acyl-carnitine	Serum	Serum invriezen	AML	leeftijds afhankelijk	10	B214
BC07	Caroteen (Bèta)	Serum	In donker bewaren	AML	0.07-0.88 umol/l	10	B206
UC20	Catecholaminen + Kreatinine	24-uurs urine	Urine aanzuren met 150 ml 2N H ₂ SO ₄ .	AML	Adrenaline: < 109.2 nmol/24u Noradrenaline:47.2-591.0 nmol/24u	10	B202+ B208
BC35	CCD	Serum	In koelkast bewaren	CLB		10	
CD4	CD 4 helper cellen	EDTA Bloed		Saltro		1	
CD48	CD4-CD8	EDTA bloed (5 ml)	Niet afnemen tijdens middagpoli en niet op vrijdag. Niet in de koelkast. Het materiaal moet dezelfde dag naar het CLB; bij kamertemperatuur bewaren. Uitslag van differentiatie moet worden meegestuurd. Formulier 10 invullen, afhankelijk van de aanvrager wordt CLB code L003, L002 of L001 aangevraagd. L002 aanvragen	CLB		14	Clb
CBRT	CDT CBR	Serum	Zie CDTC, speciaal voor aanvragen van het CBR	Meander	< 2.6%	10	
CDTC	CDT	Serum	Meander Ziekenhuis klin.chemie Lokatie Lichtenberg Utrechtseweg 160 3818ES Amersfoort Materiaal invriezen (-20°C), monsters 1 x per week versturen	Meander	<2.5 %	10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BC19	CEA	Serum		Saltro	0-5 ug/l	1	B208
BCH5	CH 50 titer	Serum	Formulier 10 invullen code C010 Materiaal centrifugeren en Serum invriezen (-20°C).	CLB		10	clb
BP23	Chlamydia psittaci	Serum 0,5ml	Vogelziekte ofwel papegaaiziekte. Chlamydia psittacosis. IgG en IgM	UMCU	negatief	14	2x B208
MICR	Chlamydia trachomatis PCR	Swab / urine	PCR methode M101 plus honorarium	Saltro	Negatief	1	
BC04	Chlamydia trachomatis IgG/IgA	Serum	Bedsonia As. – IF techniek	UMCU	Chlamydia IgG: neg Chlamydia IgA:: neg	10	2x B208
UC01	Chloride	24-uurs urine	Inclusief bepaling kreatinine in urine.	Saltro	110-250 mmol/24u	1	
BC09	Chloride	Li-Heparine Plasma		Saltro	95-105 mmol/l	1	
LIBR	Chloordiazepoxide	Serum zonder gel	Librium	Saltro	700-2000 µg/l	3	
LARG	Chloorpromazine	Serum zonder gel		Saltro	50-300 µg/l	5	
PHEN	Chloorprotixeen	Serum		Saltro	100-400 µg/l	5	
BC10	Cholesterol	Li-Heparine Plasma		Saltro	< 6,5 mmol/l	1	
BC12	Cholinesterase (pseudo)	Serum		AML	Man: 5400-13800 U/l Vrouw:0-16 jaar 4800-12000 U/L 17-40 jaar 4200-12000 U/L >41 jaar 4800-12600 U/L	8	B204
AMLA	Chymotrypsine	Feces	Monster binnen 1 week bepalen	AML		10	
CIPR	Cipramil		Zie Cytalopram			2	
CISO	Cisordinol		Zie Zuclopentixol			2	
BC20	Chroom	Li-heparine volbloed, zonder gel		AML	0.00-40.38 nmol/l	10	B212
BK09	CK	Li-Heparine Plasma	Kreatine-fosfokinase	Saltro	Mannen: < 175 U/l; Vrouwen: < 140 U/l	1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
FRIS	Clobazam	Serum zonder gel	Frisium.	Saltro	Clobazam 30-300 µg/l; Desmethyl clobazam 1000-4000 µg/l	3	
ANAF	Clomipramine	Serum zonder gel	Anafranil	Saltro	Clomipramine: >50 µg/l; Desmethylclomipramine: >100 µg/l Som: 200-400 µg/l	1	
RIVO	Clonazepam	Serum zonder gel	Rivotril.	Saltro	20-70 µg/l	3	
CISO	Clopentixol	Serum zonder gel	Clopixol, Zuclopentixol, Cisordinol	Saltro	Zie Zuclopentixol	2	
MICR	Clostridium difficile Toxine A en B EIA	Faeces		MSaltro		1	
LEPO	Clozapine	Serum zonder gel	leponex.	Saltro	300-600 µg/l	1	
BC47	CMV IgM en IgG As	Serum		Saltro	Negatief; zie www.saltro.nl	3	
BC37	CMV IgG As	Serum		Saltro	Negatief; zie www.saltro.nl	3	
BC50	CMV-PCR	EDTA-bloed	2x per week met bode naar UMCU Virologie	UMCU		14	
VK01	CO Hemoglobine	Li-heparine volbloed, zonder gel 1 buis	Alle patiëntengegevens duidelijk op het formulier vermelden. Uitslagen laten doorbellen naar de Saltro. Materiaal afgeven op het laboratorium van het Diaconessenhuis.	DIAC	Koolmonoxyde hemoglobine. Wordt op de dag van afname door het Diac.bepaald. niet rokers 0.0-1.5% rokers: 0.0-5.0%	2	B206
COCA	Cocaïne	Urine		Saltro	0-300 ng/ml	1	
BA90	Coeliakie onderzoek	Serum	Anti-TTG (IgA) en IgA	Saltro	Anti tTG: <7 = Negatief 7-10 = Dubieus > 10 = Positief IgA: zie BI05 Immunglobuline IgA	3	
BC70	Complement eiwitten	EDTApasma of Serum	formulier 10, afhankelijk van aanvraag in koelkast of kamertemperatuur	CLB		10	clb

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BC15	Coombs direct	Serum en heparine volbloed, zonder gel	formulier 5, in koelkast bewaren	CLB		10	clb
BC16	Coombs indirect	EDTA bloed	Irregulaire antistoffen.	Saltro		2	clb
BAR1	Cordarone		Zie amiodarone			10	
BC18	Cortisol	Serum		Saltro	Afname tijdstip waarde; 07.00-10.00 uur: 0,12-0,62 µmol/l; 14.00-18.00 uur: 0,08-0,46 µmol/l	1	
UC18	Cortisol (vrij)	Urine		AML	55-248 nmol/24 uur	10	B208
UC30	Cotinine	Urine		AML		10	
BQ01	Coxiella burnetti as	Serum	Q koorts. Bepaling fase 1 en fase 2 antistoffen	UMCU		3-4	
BQP1	Coxiella burnetti PCR	Serum	Q koorts PCR	UMCU		3	
COXS	Coxsackie B virus as.	Serum	Alleen aanvragen in overleg met de microbioloog	UMCU		10	
BC40	C-peptide	Serum	Serum invriezen	AML		7	
BC22	CRP	Li-Heparine Plasma	C-Reactive Proteïen	Saltro	< 10 mg/l	1	
	CRP(hs-)		Zie hs-CRP	Saltro		1	
AML A	Cyclosporine A	EDTA bloed	transplantaties in overleg met AAP	AML		10	
CLBA	Cystic fibrosis	Serum	Formulier 10, MBL S029, bewaren in koelkast	CLB		10	
CIPR	Citalopram	Serum zonder gel	Cipramil	Saltro	Zie Citalopram	2	
GEN2	Cytochroom P450 2D6	EDTA bloed	CYP2D6 (DNA langzaam/snel metaboli)	Apotheek WZ Assen		10	
GEN3	Cytochroom P450 2C19	EDTA bloed	CYP2C19 (DNA langzaam/snel metaboli)	Apotheek WZ Assen		10	
GEN4	Cytochroom P450 2C9	EDTA bloed	CYP2C9 (DNA langzaam/snel metaboli)	Apotheek WZ Assen		10	
CC01							
DALM	Dalmadorm		Zie Flurazepam			7	B211

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	Dantrium	Serum	AZG lab apotheek Pstbus 30001 9700RB Groningen	AZG		7	
BD20	Dengue virus IF IgG	Serum	(NZA tarief 71125)	RIVM		7	
BD21	Denque virus IF igM	Serum	(NZA tarief 71124)	RIVM		10	
PERT	Desipramine	Serum zonder gel	Pertofan	Saltro	Zie Imipramine + desipramine	1	
DD01	D-dimeer	Citraatplasma		Saltro	< 0,5 mg/l	1	
BD05	DHEA-sulfaat	Serum	Dehydroepiandrosteronsulfaat.	AML	Vrouwen 0 - 15 jaar : 0,5 - 8,6 µmol/L 16 - 19 jaar : 1,2 - 17,0 µmol/L 20 - 24 jaar : 1,0 - 14,6 µmol/L 25 - 29 jaar : 1,9 - 12,7 µmol/L 30 - 34 jaar : 1,5 - 12,1 µmol/L 35 - 39 jaar : 0,9 - 10,8 µmol/L 40 - 45 jaar : 0,5 - 9,0 µmol/L 46 - 50 jaar : 0,3 - 5,9 µmol/L 51 - 60 jaar : 0,4 - 10,9 µmol/L 61 - 65 jaar : 0,4 - 4,7 µmol/L >= 66 jaar : 0,1 - 14,8 µmol/L Mannen 0 - 15 jaar : 0,1 - 7,6 µmol/L 16 - 50 jaar : 2,4 - 14,2 µmol/L > = 51 jaar : 1,2 - 14,2 µmol/L	8	B208
VALU	Diazepam	Serum	Valium, Stesolit	Saltro	125-500 µg/l diazepam 200-800 µg/l nordazepam	3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BD01	Differentiatie	EDTA bloed		Saltro	Neutrofielen: 0-3 dgn: 1.5 – 13.0 /nl 4 dgn – 6 jaar: 2.0 – 6.0 /nl > 6 jaar: 1.3 – 5.7 /nl Lymfocyten: 0-3 dgn: 2.0 – 8.5 /nl 4 dgn – 6 jaar: 5.5 – 8.5 /nl > 6 jaar: 0.8 – 3.7 /nl Monocyten: 0-3 dgn: 0.3 – 1.5 /nl 4 dgn – 6 jaar: 0.7 – 1.5 /nl > 6 jaar: 0.2 – 0.9 /nl Eosinofielen: 0-3 dgn: 0.1 – 2.5 /nl 4 dgn – 6 jaar: 0.3 – 0.8 /nl > 6 jaar: tot 0.3 /nl Basofielen: 0-3 dgn: tot 0.1 /nl 4 dgn – 6 jaar: tot 0.1 /nl > 6 jaar: tot 0.1 /nl	1	
BD12	Digitoxine	Serum	Wordt niet meer uitgevoerd	AML	Therap. concentratie: 19.6-39.2 nmol/l Toxische concentratie: > 39.2 nmol/l	10	B208
BD04	Digoxine	Serum	Lanoxine.	Saltro	Therap. concentratie: 1,0-2,5 mg/l; 1 Steady state na ca. 1 week; Toxische waarde: > 3,0 mg/l; Afname tijdstip: liefst 's ochtends voor de inname, maar minstens 6 uur na de inname van het laatste tablet	1	
	Dihydrotestosteron		Androstanediolglucuronid				
DIFA	Diphantoïne		Zie Fenytoïne			3	
DIPI	Dipiperon		Zie Pipamperon			2	
MICR	Diverse kweek		M504 (plus evt.resistentie)plus honoraria.	MSaltro			

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BD03	DNA antistoffen	Serum	Confirmatie bij CLB door Farr- en PEG-assay	Saltro	Negatief	3 / 10	
DOGM	Dogmatil		Zie Sulpiride			2	
DB12	Doorbellen		Code voor het telefonisch doorgeven van uitslagen.	Saltro			
PROD	Dosulepine		Zie prothiaden			7	B211
DOPA	Dopamine	24-uurs urine	Aanzuren met 150 ml. H ₂ SO ₄ (2N).	AML	< 3264 nmol/24 uur	7	B210
SINE	Doxepine	Serum zonder gel	Sinequam.	Saltro	Doxepine: 50-150 µg/l; Desmethyl doxepine: 50-100 µg/l Som : 100-250 µg/l	2	
	Drugsscan	Pil	Alleen na telefonisch overleg	Deltalab			
DULO	Duloxetine	Serum zonder gel	Cymbalta	Saltro		7	B211
DUTO	Dutonin		Zie Nefazodon			5	
UU40	Dysmorfe erythrocyten en/of celcylinders	Urine Alleen in buizen		Saltro		1	
	EBV-EA IgG			UMCU		14	
BE50	EBV-PCR	EDTA bloed	2x per week met bode naar UMCU, plasma invriezen (-20°C)	UMCU		14	
BP70	EBV	Serum	EBV VCA IgM en IgG, EBNA IgG	Saltro	Negatief; Zie www.saltro.nl	2	
SS40	ECG			Saltro	Op afspraak; ECG met de conclusie van de cardioloog wordt naar de huisarts verzonden		
BE57	Echinococcen IgG	Serum		RIVM	Negatief	10	B208
	Efedrine	Urine	Deltalab Poortugal Albrandwaardsedijk 74 3172 AA Postbus 800	Delta		10	
EFEX	Efexor	Serum zonder gel	Venlafaxine	Saltro	zie Efexor.	1	
MICR	EHEC Shigatoxine 1 en2 EIA	Faeces	Escherichia coli O157 H7	MSaltro		1	
BE60	Ehrlichia antistoffen	Serum	RIVM antistofbepaling	RIVM		10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BMP1	Eiwit elektroforese	Serum	Eiwit elektroforese + eiwit totaal bepaling.	Saltro	Albumine 50-70%; Alpha-1-globulinen 2- 5%; Alpha-2-globulinen 7-15%; Beta-globulinen 9-18%; Gamma-globulinen 8-18%	3	
BE02	Eiwit totaal	Li-Heparine Plasma		Saltro	60-80 g/l	1	
UE21	Eiwit totaal	Urine		Saltro	< 0,15 g/24 uur	1	
ELAS	Elastase in feces	Feces		AML			
BA90	Antistoffen tegen endomysium	Serum	Coeliakie diagnostiek	Saltro	Negatief	10	
BE14	Eosinofielen	EDTA bloed		Saltro	zie Differentiatie van de leucocyten	1	
BE21	Erythrocyten	EDTA bloed		Saltro	Mannen: 4,1 - 5,6 /pl Vrouwen: 3,7 - 5,0 /pl	1	
UU40	(Dysmorfe) erythrocyten en/of celcylinders	Urine		Saltro		1	
	Erythropoetine	Serum	Materiaal in de koelkast bewaren. Meander medische centrum; KC lab, Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort	Meander		10	
LEXA	Escitalopram (Lexapro)	Serum zonder gel		Saltro	6-40 µg/l	2	
BE46	Ethanol	Li-heparine volbloed, zonder gel	Bij afname geen alcohol bij ontsmetting huid gebruiken. centrifugeren met gesloten dop.	AML		10	B210
ETHY	Ethoxsuximide	Serum zonder gel	Ethymal/zarotin	Saltro	40-90 mg/l	3	
ETYL	Ethylglucuronide (EtG)	Urine		Saltro		1	
BE29	Ethymal		Zie Ethosuximide			3	
ENA1	Antistoffen tegen extraheerbare nucleaire antigenen	Serum	formulier 10, bewaren in koelkast	CLB		10	
BFA2	Factor II activiteit en antigeen	Citraatplasma		CLB		10	
F2AC	Factor II activiteit	Citraatplasma	Acitiviteit wordt bepaald. Centrifugeren, plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren versturen. formulier 4	CLB	80-120%	10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
F2AG	Factor II antigeen	Citraatplasma	Antigeen wordt bepaald. Centrifugeren, plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren versturen. formulier 4	CLB	80-120%	14	Clb
BFA9	Factor IX activiteit en antigeen	Citraatplasma	Centrifugeren, plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren verzenden. formulier 4	CLB	65-135%	14	Clb
BF5A	Factor V activiteit en antigeen	Citraatplasma		CLB		14	
F5AC	Factor V activiteit	Citraatplasma	Centrifugeren, plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren verzenden. formulier 4 Eventueel overleggen met aanvrager over mutatie Leiden.	CLB	70-130%	14	Clb
F5AG	Factor V antigeen	Citraatplasma	Centrifugeren, plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren verzenden. formulier 4	CLB	70-130 %	14	
BFA5	Factor V Leiden	EDTA bloed 10 ml.	Materiaal dient bij kamertemperatuur bewaard te worden. formulier 4 APC resistentie	CLB	Op de uitslag vermelding van wel/niet aanwezig	14	Clb
BFA7	Factor VII activiteit en antigeen	Citraat plasma	Direct na afname centrifugeren en plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren verzenden. formulier 4	CLB	80-120%	14	Clb
FAC8	Factor VIII activiteit en antigeen	Citraat plasma	Direct na afname centrifugeren en plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren versturen formulier 4	CLB	50-150%	14	Clb
FXAG	Factor 10 antigeen	Citraat plasma	Direct na afname centrifugeren en plasma invriezen (-20°C) in plastic buis en ingevroren verzenden. Formulier 4	CLB	80-120%	14	
MICR	Feces kweek	Faeces	M504,M599 (plus evt. resistentie)plus honorarium	MSaltro			

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	Familiaire Hypercholesterolemie (FH)	EDTA bloed 10 ml.	AMC, laboratorium moleculaire diagnostiek experimentele vasculaire geneeskunde Locatie G1-112B Postbus 22660 1100 DD Amsterdam	AMC		10	
BF18	Farmerslung antistoffen	Serum		AML	Negatief	10	B208
LUMI	Fenobarbital	Serum zonder gel	Luminal.	Saltro	10,0-30,0 mg/l	7	B210
	Fenylalanine	Serum	AZU centrale balie lab., tav metabolen lab. Heidelbergln 100 3584CX Utrecht	AZU		14	
DIFA	Fenytoïne	Serum zonder gel	Diphantoïne	Saltro	Zie Fenytoïne	3	
	Fenotypering lymfocyten	EDTA bloed	Fenotyperingen <u>altijd</u> in overleg met de AAP	Saltro			
BF10	Ferritine	Serum		Saltro	Mannen: 25-250 µg/l; Vrouwen ≤45 jaar: 20-150 µg/l; Vrouwen > 45 jaar: 20-250 µg/l	1	
FEVR	Fevarine	Serum zonder gel	Fluvoxamine.	Saltro	150-250 µg/l	1	
BF13	Fibrinogeen	Citraat plasma		Saltro	1,7-4,1 g/l	1	
	Filarias serologie	Serum	LUMC Leiden afd. parasitologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden	LUMC		10	
FLUA	Fluanxol		Zie Flupentixol			7	B211
MODI	Flufenazine	Serum zonder gel	Anatensol, Moditen	Saltro	0,2-5,0 µg/l	3	
BF68	Flunitrazepam	Serum	Flunitrazepanum, Rohypnol	Saltro		3	
BF20	Fluoride	Serum		AML	0.5-10.5 umol/l	10	B211
PROZ	Fluoxetine	Serum zonder gel	Prozac.	Saltro	Fluoxetine: 100-300 µg/l; Desmethyl Fluoxetine: 100-300 µg/l Som: 200-500 µg/l	5	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
FLUA	Flupentixol	Serum zonder gel	Fluanxol	Saltro	Zie Flupentixol	2	
IMAP	Fluspirileen	Serum zonder gel	Imap	Saltro	1,0-15,0 µg/l	2	
DALM	Flurazepam	Serum zonder gel	Dalmadorm (meting van desalkyl)	Saltro	Desalkylflurazepam 30-150 µg/l	3	
BF14	Foliumzuur	Serum		Saltro	5,9-35,4 nmol/l	1	
UF05	Fosfaat	Urine	Aanzuren met HCl tot PH = 2 à 3. Inclusief bepaling kreatinine in urine.	Saltro	10-40 mmol/24 uur	1	
BF15	Fosfaat, anorganisch	Li-Heparine Plasma		Saltro	0,75-1,40 mmol/l	1	
FREN	Frenactil		Zie Benperidol			7	B211
FRIS	Frisium		Zie Clobazam + Desmethyloclobazam			7	B211
BF53	FSH	Serum	Follikel Stimulerend Hormoon	Saltro	Zie tabel "hormonen tijdens menstruele cyclus" aan het eind van deze tabel	1	
SF02	Fundusfoto						B113
	Gabapentine		Zie Neurontin				
BG50	GAD65 antistoffen	Serum		AML			
BG17	Gamma-GT	Li-Heparine Plasma	Gamma-glutamyltransferase	Saltro	Mannen < 50 U/l; Vrouwen < 35 U/l; Prematuur: < 257 U/l; 1 d: <151 U/l; 2-5 d: < 185 U/l; 6 d – 6 mnd: < 204 U/l; 7-12 mnd: < 34 U/l; 1-3 j < 18 U/l; 4-6 j: < 23 U/l; 7-12 j: < 17 U/l	1	
GAST	Gastrine	Serum	Kan alleen op de poli Mississippidreef afgenomen worden. Patiënt moet minimaal 10 uur vasten. Onmiddellijk centrifugeren, Serum invriezen (-20°C).	AML	25-111 ng/l	10	B208

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
MICR	Genitale kweek	Swab	M504,M599 (plus evt. resistentie)plus honoraria Gram preparaat	MSaltro		3	
	Genotypering zie Cytochrom onderzoek						
BK10	GFR (MDRD)	Serum	Kreatininebepaling met GFR (MDRD) berekening	Saltro	Mannen > 90 ml/min/1,73m ² Vrouwen > 80 ml/min/1,73m	1	
MICR	Parasitologie TFT	Faeces	Wormeieren/cysten Amoeben en antigeentest Giardia/Crypto	MSALTR O			
BAGS	Glad spierweefsel antistoffen	Serum	formulier 10, bewaren in koelkast	CLB	Negatief	10	Clb
US08	Glucose urine (kwant.)	Urine	liefst ochtendurine.	Saltro		1	
BG42	Glucose veneus 2 uur P.P.	Fluoride	2 uur na maaltijd.	Saltro	< 6,7 mmol/l	1	
BG01	Glucose veneus niet nuchter	Fluoride		Saltro	3,3-7,8 mmol/l	1	
BG11	Glucose veneus nuchter	Fluoride		Saltro	4,0-6,4 mmol/l	1	
BG04	Glucose-6-fosfaat dehydrogenase	EDTA bloed		AML	1,0-2,1 U/ml RBC	10	B209
BH05	Glycohaemoglobine (HbA1c)	EDTA bloed	Haemoglobine-A1c of HbA1c	Saltro	Niet diabeet 4,0-6,0 % Diabeten: Goede instelling < 7,0% Redelijke instelling 7,0-8,0% Slechte instelling >8,0%	1	
MICR	GO-kweek	Swab	M558(plus evt. resistentie)plus honoraria	MSaltro		3	
MICR	Gonococcon PCR	Swab of urine	PCR methode M101 plus honorarium	MSaltro	Negatief	1	B213
BVZ1	Gordelroos	Swab en/of serum	Varicella Zoster antistoffen in serum PCR van uistrijk blaasje (zelfde swab als voor herpes genitales) IgG uitgevoerd op Dlab; IgM door UMCU	UMCU Saltro		10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BHGH	Groeihormoon	Serum	Somatrofine of somatotroop hormoon Patiënt moet nuchter zijn bij afname. Groeihormoon (BHGH) indien niet dezelfde dag bepaald: bewaren bij -20 C.	AML	< 10.0 mIU/l Aangezien groeihormoon het grootste deel van de dag normaal is en slechts af en toe oploopt tot hoge waarden is een lage groeihormoon waarde niet diagnostisch voor groeihormoon deficiëntie. Er moeten stimulatie testen worden gebruikt die bij normale kinderen aanleiding geven tot verhoogde waarde voor groeihormoon. Als screeningstest kan een fysische inspanning worden gebruikt met monster afname na 20 minuten.	10	B208
MICR	Helicobacter pylori antige	Faeces		MSaltro		1	
BH01	Hematocriet	EDTA bloed		Saltro	0-6 dagen: 0.44 - 0.82 l/l 7-13 dagen: 0.46 - 0.72 l/l 14-23 dagen: 0.42 - 0.62 l/l 24 dagen – 1 maand: 0.30 - 0.59 l/l 2 maanden – 10 jaar: 0.30 - 0.46 l/l >10 jaar: mannen: 0.38 - 0.49 l/l; Vrouwen: 0.32 - 0.44 l/l	1	
	Haemophilus influenzae Type B antistoffen Influenza type B	Serum	Medische immunologie afd serologie lokatie UMCU F.03.821	UMCU		14	
CLBA	Hemochromatose genmutaties (HFE-GEN)	EDTA bloed 5ml	Formulier 10, bewaren in koelkast	CLB		10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BH04	Hemoglobine	EDTA bloed		Saltro	0-6 dagen: 9.3 - 15.3 mmol/l 7-13 dagen: 8.6 - 13.5 mmol/l 14-23 dagen: 7.9 - 11.6 mmol/l 24-39 dagen: 6.4 - 11.1 mmol/l 40-50 dagen: 5.6 - 10.3 mmol/l 51 dagen - 4 mnd: 5.7 - 8.4 mmol/l 5 mnd - 3 jr: 6.3 - 8.1 mmol/l 4 - 9 jaar: 6.6 - 9.1 mmol/l 10 - 19 jaar: 6.7 - 9.7 mmol/l 20 - 69 jaar: - Mannen: 8.0 - 10.2 mmol/l; - Vrouwen: 7.0 - 9.2 mmol/l >70 jaar: - Mannen: 6.9 - 10.0 mmol/l; - Vrouwen: 6.8 - 9.2 mmol/l	1	
HALD	Haloperidol	Serum zonder gel	Haldol.	Saltro	3,0-15,0 µg/l	2	
BH12	Haptoglobine	Serum		Saltro	0,3-2,0 g/l	1	
BH05	HbA1c	EDTA bloed		Saltro	Niet diabeet 4,0-6,0 % Diabeten: Goede instelling < 7,0% Redelijke instelling 7,0-8,0% Slechte instelling >8,0%	1	
BH10	Hb-pathie	EDTA bloed	Bewaren in koelkast	Saltro		7	
BH32	HCG (Bèta-)	Serum		AML	0-10 miU/ml Verhoogde waarden worden gezien bij zwangerschap.	10	B213

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BH31	HCG (Kwantitatief)	Serum		AML	Geen zwangerschap (hcg _n) 10 – 50 Lage HCG-waarde, niet bewijzend voor zwangerschap. Te volgen. (hcg ₁) 50 – 1000 Vroege zwangerschap (hcg ₄) 1.000 - 10.000 HCG-waarde +/- 5 weken zwangerschap (hcg ₅) 10.000 - 25.000 HCG-waarde +/- 6 weken zwangerschap (hcg ₆) 25.000 - 50.000 HCG-waarde +/- 7 weken zwangerschap (hcg ₇) 50.000 - 150.000 HCG-waarde 8 tot 10 weken zwangerschap (hcg ₈)	7	B208
BH33	HDL cholesterol	Li-Heparine Plasma	High Density Lipoproteïn Cholesterol	Saltro	Mannen: 0,9–1,7 mmol/l; Vrouwen: 1,1-2,0 mmol/l	1	
BH66	Helicobacter pylori As	Serum		Saltro	zie www.saltro.nl	5	
CLBA	Hemocromatose DNA	EDTA bloed	Formulier 10, bewaren in koelkast	CLB		10	
BH42	Hepatitis A IgM As	Serum		Saltro	Negatief	1-2	
BH41	Hepatitis A Totaal As	Serum		Saltro	Negatief	1-2	
BH58	Hepatitis B confirmatie	Serum	Bij positieve HbsAg wordt een confirmatie uitgevoerd.	Saltro		5	
BH55	Hepatitis Bcore As	Serum		Saltro	Negatief	1-2	
BH54	Hepatitis Be Ag + As	Serum		Saltro	Negatief	1-2	
BH50	Hepatitis B screening	Serum		Saltro		1-2	
BH51	Hepatitis Bs Ag	Serum	HbsAg	Saltro	Negatief Bij positieve uitslag vindt confirmatie van het onderzoek plaats.	1-5	
BH53	Hepatitis Bs As	Serum	HbsAs	Saltro	Negatief	1-2	
BH59	Hepatitis C As	Serum	Bij iedere aanvraag op HCV-as wordt extra serum geprikt voor HCV-RNA. Extra serum invriezen (-20°C).	Saltro	Negatief	1-14	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BH61 BH62	Hepatitis C confirmatie HCV RNA en Blot	Serum	Wordt aangemeld bij positieve hepatitis C. Wordt opgestuurd en afgehandeld door Architect.	UMCU		14	
BH63	HCV RNA	serum of EDTA plasma	Losse aanvraag. Wordt opgestuurd en afgehandeld door Opstuur..	UMCU		14	
BHEG	Hepatitis E IgG	Serum 1 ml	formulier 10, bewaren in koelkast	CLB	Negatief	14	clb
BH88	Herpes simplex virus type 1 en 2 antistoffen	Serum	In overleg met arts microbioloog	UMCU		7	
BH85	Herpes Simplex PCR (herpes genitalis)	Swab voor herpes genitalis	PCR op virus type 1 en 2	UMCU		14	
HIV2	HIV volgt!!	Serum	Wordt aangemeld bij een positieve HIV-test (BH03), waarvan de HIV-confirmatie nog niet bekend is. De test BH03 wordt zolang uitgeschreven. Verwijderen???? Wordt in het cluster chemie gedaan	Saltro		14	
BH031	HIV-antistoffen en p24-antigeen	Serum	Antistoffen tegen HIV-1 en HIV-2 en p24-antigen worden gedetecteerd. Confirmatie bij CLB.	Saltro	Geen zwangerschap (hcg) 10 – 50 Lage HCG-waarde, niet bewijzend voor zwangerschap. Te volgen. (hcg1) 50 – 1000 Vroege zwangerschap (hcg4) 1.000 - 10.000 HCG-waarde +/- 5 weken zwangerschap (hcg5) 10.000 - 25.000 HCG-waarde +/- 6 weken zwangerschap (hcg6) 25.000 - 50.000 HCG-waarde +/- 7 weken zwangerschap (hcg7) 50.000 - 150.000 HCG-waarde 8 tot 10 weken zwangerschap (hcg8)	1-14	
BH30	HIV-confirmatie	Serum		CLB		10	clb

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BH75	HIV Viral Load/HIV-RNA	EDTA bloed	8 ml EDTA, binnen 4 uur n afname centrifugeren, plasma verdelen ove 3 plastic buisjes en invriezen (-20°C)	CLB		10	
BL33	HLA-B27	EDTA bloed	Mag niet in de koelkast. Confirmatie bij niet eenduidige uitslag door CLB.	Saltro	Negatief	2	
BHO9	Homocysteine	Serum	LET OP: BHO9, waarbij O letter is en geen cijfer	Saltro	Mannen: 5,9-16,0 µmol/l; Vrouwen: 3,4-20,4 µmol/l	1	
EVEN	Holter onderzoek (24-uurs)			Saltro	Op afspraak.		B512
SP22	Huisbezoek (2x)		De patiënt wordt 2x aan huis geprikt (bv. bij dagcurve).	Saltro			B291
SP21	Huisbezoek (3x)		De patiënt wordt 3x aan huis geprikt (bv. bij dagcurve).	Saltro			B291
UH11	Hydroxyindolazijnzuur (5-)	24-uurs urine	Urine aanzuren met 150 ml. H ₂ SO ₄ (2N)	AML	10.4-46.8 umol/24 uur	10	B208
UH13	Hydroxyproline + kreatinine	Urine	Inclusief bepaling kreatinine in urine.	AML	0.19-0.59 mmol/24 uur	14	B202+ B209
BA64	IgE	Serum		Saltro	< 100 U/ml; <4 mnd: < 2 U/ml; 4 mnd-1 j: < 5 U/ml; 1-4 j: <10 U/ml; 4-7 j: < 25 U/ml; 7-10 j: < 50 U/ml; > 10 j: < 100 U/ml	3	
BY01	IJzer	Li-Heparine Plasma		Saltro	10-30 µmol/l	1	
BY05	IJzer + transferrine + transf.verzadiging	Li-Heparine Plasma		Saltro	Transferrineverzadiging: 20-50 %	1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BIFS	IgF-BP 3	Serum	Materiaal invriezen (-20°C). Inclusief Somatomedine C bepaling en ratio	AML	Vrouw: < 10 jaar : 95 - 210 nmol/L 10 - 20 jaar : 158 - 245 21 - 40 jaar : 140 - 228 > 40 jaar : 130 - 217 Man < 10 jaar : 116 - 217 nmol/L 10 - 20 jaar : 126 - 315 21 - 40 jaar : 137 - 228 > 40 jaar : 119 - 210	10	
IMAP	Imap		Zie Fluspirileen			7	B211
TOFR	Imipramine	Serum zonder gel	Tofranil.	Saltro	Imipramine : 50-150 µg/l Desipramine: >75 µg/l Som: 150-350 µg/l	1	
BI05	Immuunglobulinen IgA,IgM,IgG	Serum	IgA, IgM, IgG	Saltro	0,70-4,00 g/l; 0-2 wk: < 0,16 g/l; 0,5-4 mnd: 0,06-0,57 g/l; 4-6 mnd: 0,08-0,90 g/l; 6-12 mnd: 0,16-0,98 g/l; 1-2 j: 0,19-1,10 g/l; 2-3 j: 0,19-2,30 g/l; 3-6 j: 0,55-2,20 g/l; 6-9 j: 0,54-2,50 g/l; 9-12 j: 0,62-3,00 g/l; 12-16 j: 0,70-3,60 g/l	1	3 x B208
IMPR	Impromen		Zie Broomperidol			7	B211
BI20	Influenza	Keel swab	Influenza PCR	UMCU		14	
BIN1	Insuline nuchter	Serum	Indien niet binnen 24 uur bepaald, Serum invriezen (-20°C).	AML	Pasgeborenen : 3 - 20 mU/l Kinderen (< 12 jaar) : < 10 mU/l Volwassenen < 60 jaar : 2 - 25 mU/l > 60 jaar : 6 - 35 mU/l	10	B208
BI08	Intrinsic factor antistoffen	Serum	Formulier 10, Serum bewaren in koelkast	CLB	Negatief	10	B208
	Irregulaire antistoffen		Zie bloedgroep.			1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	Japaneze encephalitis	Serum	Erasmus Medisch Centrum Afd virologie Dr Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam			10	
UK01	Kalium	Urine	Tevens bepaling kreatinine in urine.	Saltro	25-125 mmol/24 uur	1	
BE04	Kalium	Li-Heparine Plasma		Saltro	3,5-5,0 mmol/l	1	
	KATH	Urine	Opsturen naar: Delta psych. Ziekenhuis Postbus 800 3170DZ Poortugal	DELTA		10	
BKAT	Kattenkrabziekte	Serum	Bartonella henselae of Rochalimea henselae.	RIVM	Negatief. IgM antistoffen worden bepaald.	14	2x B214
KEPR	Keppra	Serum	Levetiracetam	SEIN		10	
UK04	Ketosteroiden totaal (17-)	24-uurs urine	Beter om aan te vragen is 17 steroid fractionatie,scheiding d.m.v. gaschro- matografie.	AML	Afhankelijk van geslacht en leeftijd.	14	B209 +B210 +B202
BK56	Kinkhoest	Serum	Kinkhoest toxine IgG antistoffen worden bepaald	Saltro	Zie Kinkhoest antistoffen.	5	
	Kinkhoest PCR	Nasopharynx		UMCU	Negatief	5-10	
BK07	Koper	Serum		AML	Mannen: 10.99-21.98 umol/l Vrouwen: 13.81-24.33 umol/l	8	B210
BR19	Koude agglutinenen	Serum + Li- heparinevolbloed, zonder gel.	formulier 5 invullen, Hemolytische anemie voor auto-antistoffen, bewaren in koelkast	CLB	Negatief	14	Clb
UK11	Kreatinine	24-uurs urine		Saltro		1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BK10	Kreatinine	Li-Heparine Plasma		Saltro	Vrouwen: 44-80 µmol/l; Mannen: 62-106 µmol/l; Prematuur: 25-91 µmol/l; 1-14 d: 21-75 µmol/l; 2-12 mnd: 20-37 µmol/l; 1-3 j: 21-36 µmol/l; 4-5 j: 27-42 µmol/l; 6-7 j: 28-52 µmol/l; 8-9 j: 35-53 µmol/l; 10-11 j: 34-65 µmol/l; 12-13 j: 46-70 µmol/l; 14-15 j: 50-77 µmol/l	1	
SK02	Kreatinine klaring		Zie GFR (MDRD)			1	
BK18	Kwik	Li-heparine volbloed, zonder gel		AML	0.00-50.00 nmol/l	14	B212
	Lactaat	Na-fluoride bloed	Melkzuur/lactaat. Direct na afname centrifugeren en plasma overbrengen in buis met groene stop (geleverd door AML) en ingevroren. Alleen af te nemen op poli Mississippiidreef	AML	0.5-2.2 mmol/L	14	
LAMI	Lamictal		Zie Lamotrigine			3	
LAMI	Lamotrigine	Serum zonder gel	Lamictal	Saltro	Zie Lamotrigine	3	
BD04	Lanoxine		Zie Digoxine	Saltro		1	
BM09	LDH	Li-Heparine Plasma	Lactaat dehydrogenase.	Saltro	220IU/l; < 6 mnd: < 500 IU/l	1	
BL15	LDL-cholesterol	Li-Heparine Plasma	Bij aanvraag tevens bepaling van cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden.	Saltro	< 4,5 mmol/l	1	
AMLA	Ledertraxaat	Serum	Methotrexaat	AML		10	
BL28	Legionella antistoffen	Serum		UMCU	Negatief	10	B209 B208
MICR	Legionella in sputum	Sputum	PC12	Tilburg		5-10	
MICR	Legionella in urine	Urine	Antigeen	MSaltro			
LEPO	Leponex		Clozapine			7	B211

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BL03	Leptospira antistoffen	Serum	o.a. Ziekte van Weil en Melkerskoorts Test op diverse leptospira antigenen, waaronder hardjo.	KIT	Negatief De stammen, die getest worden, zijn: Jez Bratislava, Mus 127, Hond Utrecht IV, Duyster, Mandemakers, Hebdomadis, Kantorowicz, Wijnberg, Poi, Pomona, 1161 U, Hardjoprajitno, Lely 607, Mus 24, M 84.	15	14xB20 8
BL10	Leukocyten	EDTA bloed		Saltro	0-1 dag: 9.4 – 38.0 /nl 2 dgn – 2 mnd: 5.0 – 21.0 /nl 3 mnd – 2 jaar: 6.0 – 17.5 /nl 3 – 12 jaar: 5.0 - 15.5 /nl 13 – 20 jaar: 4.5 – 13.0 /nl >20 jaar: 4.0 – 10.0 /nl	1	
NOZI	Levomepromazine	Serum zonder gel	Nozinan	Saltro	30-150 µg/l	3	
BL43	LH	Serum	Luteïniserend Hormoon	Saltro	Zie tabel "Hormonen tijdens menstruele cyclus" aan het eind van deze tabel	1	
LIBR	Librium	Serum zonder gel	Zie Chloordiazepoxide	Saltro	700-2000 µg/l	3	
BL13	Lipase	Li-Heparine Plasma 0.2 ml		Saltro	13-60 U/l	1	
BL19	Lipoproteïne (A)	Serum 0.2 ml		AML	0- 300 mg/l Bij waarden boven 300 mg/l is het risico op een hartinfarct verdubbeld en wanneer LDL en Lp(a) samen verhoogd zijn, is het risico vijf maal hoger.	10	B208
	Listeria As	Serum	Aanvragen in overleg met arts-microbioloog	AML	O1 antistoffen : < 10 H1 antistoffen : < 10 O4b antistoffen : < 10 H4b antistoffen : < 10		

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BL26	Litarex		zie Lithium			1	
BL26	Lithium	Serum	Priadel	Saltro	Ther. concentratie: 0,4-1,0 mmol/l; Toxische waarde: > 1,3 mmol/l; Steady state na ca. 1 week	1	
BL21	Lood	Li-heparine volbloed, zonder gel		AML	Niet professionele blootstelling : < 0,724 µmol/L Bij professionele blootstelling wordt volgende waarde aan het einde van de blootstellingsperiode als maximum toelaatbaar aanvaard : 0,724 µmol/L (geslachtsrijpe vrouwen) 1,93 µmol/L (volwassen man)	10	B210
TEME	Lorazepam	Serum zonder gel	Temesta	Saltro	20-200 µg/l	3	
	LSD	Urine	Delta lab Poortugal Postbus 800 3170DZ Poortugal	DELTA		10	
LUDI	Ludiomil		Zie Maprotiline.			2	
BL08	Lues reactie (ELISA)	Serum	Treponema Pallidum ELISA-techniek	Saltro	zie www.saltro.nl	2	
BL09	Lues reactie VDRL	Serum	Wordt alleen aangevaagd als Lues ELISA positief is.	UMCU		10	B203 B208
BLOT	Lues reactie Blot	Serum	Wordt alleen aangevraagd als Lues ELISA positief is	UMCU		10	
LUMI	Luminal		Zie Fenobarbital			3	
LUAC	Lupus anticoagulans	Citraat plasma	Anti fosfolipiden. Formulier 5, direct na afname centrifugeren en plasma invriezen (- 20°C)	CLB		14	
AMLA	Lysosym	Serum		AML	2.7 - 9.3 mg/l	10	
BM02	Magnesium	Li-Heparine Plasma		Saltro	0,65-1,05 mmol/l	1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BM55	Magnesium in erythrocyten (rbc)	K2EDTA bloed sporevrij	Grote donkerblauwebuis. Alleen afname op Mississippi-dreef, Rubenslaan en Kaap-Hoorn-dreef	AML	1.58 - 3.02 mmol/L	14	
BM04 en MICR	Malaria	K ₃ EDTA bloed uit micro cupje	Uitstrijkjes en dikke druppelpreparaten worden op de afdeling microbiologie gemaakt en gekleurd. Uitslagen moeten worden doorgebeld. M901, M999 plus honorarium	MSaltro		1	
BM18	Mangaan	Li-heparine volbloed, zonder gel		AML	Bepaald in plasma. 5.46-32.76 nmol/l	10	B212
BMP2	M-Proteïne	Serum	Altijd IFIX	Saltro		5	
BMP3	Vervolg M-proteïne	Serum		AML		10	
LUDI	Maprotiline	Serum zonder gel	Ludiomil.	Saltro	Zie Maprotiline.	2	
BM28	Mazelen antistoffen	Serum 0.4 ml	Morbilli antistoffen Mazelen IgG en IgM antistoffen worden bepaald.	UMCU	IgG: grenswaarde afhankelijk van lotnummer IgM: Negatief	10	B208
BM44	Melanine	Urine		AML	Negatief	1	B207
BM07	Melkzuur	Na-fluoride bloed	Het monster wordt direct na afname gecentrifugeerd. Het plasma wordt hierna overgegoten in een buisje met groene stop (geleverd door AML) en ingevroren.	AML	0.50-2.20 mmol/l	8	B209
SPEC	Membraan afwijkingen ery's	Heparinebloed 5 ml		CLB			
UM30	Metanefrinen	24-uurs urine	Urine moet aangezuurd worden met 150 ml. H ₂ SO ₄ (2N). Inclusief bepaling kreatinine in urine.	AML	Metanefrinen : < 1673 nmol/24 uur Normetanefrinen : < 2430 nmol/24 uur	14	2x B208 + B202
METD	Methadon	Urine		Saltro	0 - 100 ng/ml	1	
BM01	Methaemoglobine	Li-heparine volbloed, zonder gel	Alle gegevens duidelijk op het formulier vermelden.. Materiaal afgeven op het laboratorium van het Diaconessenhuis	DIAC	< 1,0 %	7	B204
	Methionine		Homocysteïne			1	
BM05	Methotrexaat	Serum	Rode buis	AML			

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	Methylfenidraat		Ritalin Kan niet meer via Saltro bepaald worden				
BM77	Methylmalonzuur	Li-heparine plasma	VU afd. klinische chemie Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam Direct afpipeteren en als niet dezelfde dag opgestuurd wordt: invriezen. Mag ook EDTA of serum zijn.	VUMC		21	
TOLV	Mianserine	Serum zonder gel	Tolvon	Saltro	Mianserine: 25-100 µg/l Desmethylmianserine: 40-125 µg/l	2	
BG80	Microglobine (Bèta-2)	Serum	Nefelometrisch	AML	0,7-1,8 mg/l	7	B208
REME	Mirtazepine	Serum zonder gel	Remeron	Saltro	Mirtazapine: 15-50 µg/l; Desmethyl mirtazapine: 10-40 µg/l	2	
BAMI	Mitochondriën antistoffen	Serum	formulier 10 , serum bewaren in koelkast	CLB	Negatief	14	
MOGA	Mogadon	Serum zonder gel	Nitrazepam.	Saltro	Als hypnoticum: 30-120 µg/l Als anti-epilepticum: 40-200 µg/l	3	
MODI	Moditen	Serum zonder gel	Zie Flufenazine	Saltro	Zie Flufenazine	3	
BM28	Morbilli antistoffen		Zie Mazelen antistoffen.	UMCU		10	
MICR	MRSA screening	Keel, neus, perineum		MSaltro		3-5	
BM29	Mycoplasma pneumoniae antistoffen	Serum	IgM en IgG antistoffen worden bepaald.	UMCU	IgM: Negatief : < 0,8 Grenswaarde = 0,800 - 1,100 Positief : > 1,1 IgG: < 20 U/ml	10	B208
	Myoglobine	Serum		AML	<70 ug/L	10	
MYSO	Mysoline		Zie Primidon			3	
	Naprovite	Serum	AZG Lab Apotheek Postbus 30001 9700RB Groningen 050-3614080	AZG			
UN01	Natrium	Urine	Inclusief bepaling kreatinine in urine.	Saltro	50-260 mmol/24 uur ; inclusief kreatinine	1	
BE03	Natrium	Li-Heparine Plasma		Saltro	135-145 mmol/l	1	
DUTO	Nefazodon	Serum zonder gel	Dutonin	Saltro	Zie Nefazodon		

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
MICR	Neisseria gonorrhoeae PCR	Swab en urine		MSaltro	M504,M599 (plus evt. resistentie) plus honorarium	1	
DS10	Niersteen-analyse	Niersteen	Van een niersteen worden de volgende gegevens bepaald: Gewicht, Fosfaat, Afmeting, Magnesium, Vorm, Calcium, Oppervlakte, Ammonium, Kleur, Uraat, Consistentie, Oxalaat, Carbonaat, Vlamtest, Cysteïne	AML		7	B203
	Neurontin	Serum	VU medisch centrum Laboratorium klinische farmacologie en apotheek; De Boelelaan 1117, ruimte ZH OD111, 1081 HV Amsterdam	VUMC		10	
MOGA	Nitrazepam		Zie Mogadon			3	
	Noradrenaline		Zie Adrenaline en noradrenaline	AML		10	
NOR4	Nordazepam		Calmday			3	
NORI	Normison		Zie Temazepam			3	
MICR	Norovirus antigeen	Faeces	Indien uitslag negatief dan opsturen naar UMCU voor PCR	MSaltro		1	
BN30	Norovirus PCR	Faeces	Indien antigeen test uitslag negatief dan opsturen naar UMCU voor PCR . Bij outbreak: test bij Saltro via MB	UMCU		14	
NORT	Nortriptiline	Serum zonder gel	Nortrilen.	Saltro	50-150 µg/l	1	
AMLA	N.S.E	Serum	Neuro specifcicenolase	AML	< 12.5 µg/l, serum mag niet hemolytisch zijn.	10	
NOZI	Nozinan		Zie Levopromazine			2	
BO06	Oestradiol	Serum		Saltro	zie tabel "Hormonen tijdens menstruele cyclus" aan het eind van deze tabel.	1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BO08	Oestriol-totaal	Serum 0.2 ml	De test is alleen zinvol bij een zwangerschapsduur van minimaal 20 weken. Zwangerschapsduur vermelden!	AML	Zwangerschapsduur (voleindigde weken): 20 - 25 weken : 4,16 - 13,88 nmol/L 26 - 30 weken : 8,67 - 22,55 nmol/L 30 - 33 weken : 12,14 - 34,70 nmol/L 33 - 36 weken : 20,82 - 48,58 nmol/L 36 - 40 weken : 27,76 - 55,52 nmol/L	10	B208
BO07	Oestron	Serum 0.2 ml		AML	Cyclus : folliculair en ovulatoir : 0,063 - 0,255 nmol/L luteaal : 0,085 - 0,851 nmol/L Menopausaal : 0,037 - 0,185 nmol/L Mannen: 20 - 40 jaar : 0,074 - 0,222 nmol/l	10	B208
AMLA	17 OH-steoïden	24-uurs urine	Steroid profiel in urine	AML		10	
ZYPR	Olanzapine	Serum zonder gel	Zyprexa	Saltro	20-75 µg/l	5	
OPAT	Opiaten (Heroïne)	Urine		Saltro	0-300 ng/ml	1	
OPAL	Opmerking algemeen			Saltro			
OPD1	Opmerking haematologie			Saltro			
ORAP	Orap		Zie Pimozide			2	
BP23	Ornithosis antistoffen	Serum 0.5 ml	Zie Chlamydia psittaci	UMCU	Negatief	14	2x B208
OSMA	Osmolaliteit	Serum 0.2 ml		AML	278-305 mOsmol/kg	10	B204
UOSM	Osmolaliteit	Urine		AML	50-1200 mOsmol/kg	10	B204

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BO10	Osmotische resistentie	Li-heparine volbloed, zonder gel 5 ml		AML	0.40-0.44 % NaCl Percentage hemolyse wordt samen met referentiewaarden grafisch weergegeven in functie van de zoutconcentratie.	10	B209
AMLA	Osteocalcine	Serum	1 ml Serum op 0.1 ml tracilorb (standaard in buizen geleverd door AML), goed mengen en invriezen (-20°C).	AML	Vrouwen : premenopausaal : 14 - 26 ng/ml postmenopausaal : 24 - 34 ng/ml Mannen (>20j) : 20 - 30 ng/ml	10	
UO10	Oxaalzuur	24-uurs urine	Urine (onafgedraaid) aanzuren to pH 1,0-2,0 met 6M HCl	LUMC	< 0.55 mmol/24 uur	14	B206
SERE	Oxazepam	Serum zonder gel	Seresta	Saltro	1000-2000 µg/l	3	
TRPT	Oxcarbazepine	Serum zonder gel	Trileptal.	Saltro	10-OH Carb,: 10-40 mg/l	3	
PA21 en PAET	PA-onderzoek	PA-weefsel	Histologisch onderzoek	VU			
PANA	Panadol		Zie paracetamol			5	
BP23	Papegaaien ziekte		Zie Chlamydia psittaci			10	
MICR	Parasitologie faeces	Faeces	Klassieke methode	MSaltro		2	
MICR	Parasitologie TFT	Faeces		MSaltro			
MICR	2R parasitologie	Faeces	M911,M914 plus honoraria	MSaltro			MICR
PANA	Paracetamol	Serum zonder gel	Panadol	Saltro	10-20 µg/l	5	
PHOR	Parathormoon	EDTA plasma		Saltro	0,66 - 3,08 pmol/L Een hoog-normale waarde sluit primaire hyperparathyreose niet uit. Lage (verlaagde) waarden dienen steeds in functie van het calciumgehalte beoordeeld.	10	B208
BPC1	Anti pariëtaal cellen Antistoffen	Serum 0.5 ml	Formulier 10, serum bewaren in koelkast	CLB	Negatief	10	B209

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BP04	Parnate	Serum	AZG Lab Apotheek Postbus 30001 9700RB Groningen 050-3614080	AZG	5—300 ug/l	10	
BP06	Parotitis antistoffen		Zie Bof antistoffen			10	
SERO	Paroxetine		Seroxat			2	
BP12	Parvovirus IgM en IgG anti- stoffen	Serum 0.5 ml	Parvovirus IgM en IgG antistoffen worden bepaald voor infectie screening.	Saltro	IgM: Negatief IgG: Negatief	10	B209 B208
PARG	Parvovirus IgG antistoffen	Serum 0.5 ml	Parvovirus IgG antistoffen worden bepaald voor immuniteit	Saltro		5	
SEMA	Penfluridol	Serum zonder gel	Semap	Saltro	1,0-10,0 µg/l	2	
TAXI	Perazine	Serum zonder gel		Saltro	25-100 µg/l	5	
TRIL	Perfenazine	Serum zonder gel	Trilafon	Saltro	0,8-3,0 µg/l	2	
NEUL	Periciazine	Serum zonder gel		Saltro	5-50 µg/l	5	
TOFR	Pertofran		Zie Imipramine + desipramine			1	
BK56	Pertussis antistoffen		Zie Kinkhoest antistoffen.			5	
DIPI	Pipamperon	Serum zonder gel	Dipiperon	Saltro	50-500 µg/l	2	
ORAP	Pimozide	Serum zonder gel	Orap	Saltro	1,0-20,0 µg/l	2	
BPLV	Plasma viscositeit	K3-EDTA plasma	Plasma mag niet ingevroren worden.	AML	1.60 - 2.00 mPa/s (Centipoise)	10	B206
BP45	Pneumococcon As	Serum	Medische immunologie afd serologie lokatie UMCU F.03.821	UMCU		14	
PORP	Porphyrine	24-uurs uri	De opgevangen urine in het donker bij 4°C bewaren.	AML	Analyse op uroporfyren, coproporfyren, protoporfyren, heptaporfyren, hexaporfyren, pentaporfyren.	14	B208
BP27	Prealbumine	Serum 0.5 ml		AML	0.21-0.41 g/l	10	B207
BL26	Priadel		Zie Lithium.			1	
MYSO	Primidon	Serum zonder gel	Mysoline.	Saltro	Primidon: 10-15 mg/l Fenobarbital: 10-40 mg/l	3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BP07	Profiline	Serum	In koelkast bewaren	CLB		10	
BP35	Progesteron	Serum		Saltro	zie tabel "Hormonen tijdens de menstruele cyclus" aan het eind van deze tabel.	1	
BP99	Progesteron (17-OH)	Serum		AML	Vrouwen: Prepubertair : 0,33 - 3,78 nmol/l Cyclus folliculaire fase : 0,48 - 2,57 nmol/l ovulatoire fase : 3,03 - 7,56 nmol/l luteale fase : 3,03 - 10,29 nmol/l Mannen : Prepubertair : 0,33 - 3,78 nmol/l volwassenen : 1,81 - 7,56 nmol/l	10	B208
	Prograft (Tracolimus)	EDTA bloed 4 ml	Laboratorium toxicology Tav Dr de Wolf LUMC locale post L1-P Postbus 9600 2300RC Leiden			10	
BP31	Prolactine	Serum		Saltro	mannen: 0,05-0,40 U/l; vrouwen: 0,06-0,60 U/l	1	
PHEN	Prometazine	Serum zonder gel	Phenergan	Saltro	100-400 µg/l	5	
DEPA	Propymal		Zie Valproïnezuur			1	
BPCA	Proteïne C activiteit	Citraat plasma 2 ml	Monster afnemen voor of tenminste 2 weken na instellen van orale stollingstherapie. Monster direct na afname centrifugeren en plasma invriezen (-20°C). formulier 4	CLB	75-125 %	14	clb

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BPAG	Proteïne C antigeen	Citraat plasma 2 ml	Monster afnemen voor of tenminste 2 weken na instellen van orale stollingstherapie. Monster direct na afname centrifugeren en plasma invriezen (-20°C). formulier 4	CLB	75-125 %	14	clb
BP59	Proteïne S antigeen	Citraat plasma 2 ml	Monster afnemen voor of tenminste 2 weken na instellen van orale stollingstherapie. Monster direct na afname centrifugeren en plasma invriezen (-20°C). formulier 4	CLB	66-129 %	14	clb
PROD	Prothiaden + Norprothiaden	Serum zonder gel	Dosulepine Dothiepine	Saltro	Dosulepine 50-150 µg/l; Desmethyl dosulepine 50-100 µg/l	2	
PROZ	Prozac		Zie Fluoxetine + Norfluoxetine.			5	
BP57	PSA	Serum		Saltro	Mannen: 0-4 µg/l, Vrouwen: 0-0,05 µg/l	1	
BP23	Psittacosis antistoffen		Zie Ornithosis antistoffen			10	
BPTS	PT-screen (in seconden)	Citraat plasma		Saltro	12,0-14,0 sec	1	
BINR	PT-INR	Citraat-plasma	Voor patiënten met antistolling	Saltro	Voor controle gebruik van anticoagulantia	1	
MICR	Pus kweek	Diverse	504 + honorarium	MSaltro		3	
	Pyruvaat	Na-fluoride plasma		AZU		10	
BQ01	Q-koorts IgM/IgG antistoffen	Serum	Coxiella burnetti as	UMCU		14	
BQP1	Q-koorts PCR	Serum	Coxiella burnetti PCR	Antonius Ziekenhuis		5	
BR30	Rabies antistoffen	Serum	In IU/m	RIVM		7	
BP02	Recalcificatietijd		Zie APTT			1	
REME	Remeron		Zie Mirtazepine			2	
AMLA	Renine	EDTA bloed	Materiaal onmiddellijk na afname centrifugeren en plasma invriezen (-20°C). Kan alleen afgenomen worden op de poli Mississippidreef	AML		10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
MICR	Resistenties		Combinaties van M505 en M506 (max.3 x) plus honoraria	MSaltro			
BR13	Respiratoir syncytiaal virus antistoffen (RSV)	Serum	Respiratoir syncytiaal virus IgA en IgG antistoffen worden bepaald.	UMCU		14	B209 B208
BR03	Reticulocyten	EDTA bloed		Saltro	10-70 /nl	1	
BV08	Retinol		Zie Vitamine A.			10	
BA74	Rhesus As.	EDTA bloed (10 ml)	formulier D Duur van de zwangerschap in weken aangeven.	CLB	Negatief	7	clb
BR16	Rheuma-reacties	Li-Heparine Plasma		Saltro	0-14 IU/ml	1	
BR40	Rickettsia As	Serum		UMCU		14	
RSDP	Risperdal		Zie Risperidon			1	
RSDP	Risperidon	Serum zonder gel	Risperdal	Saltro	Zie Risperidon	1	
BFW8	Ristocetine cofactor		Zie Von Willebrand-factor	CLB		10	
	Ritalin		Wordt niet meer via Saltro bepaald				
RIVO	Rivotril		zie Clonazepam			3	
BKAT	Rochalimea henselae antistoffen		Zie Kattenkrabziekte	RIVM		10	
ROHY	Rohypnol		Flunitrazepam			3	
MICR	ROTA/RVS EIA Adenovirus		M129 plus honorarium	MSaltro			
BR09	Rubella Virus IgG As	Serum	Ter controle op bescherming.	Saltro	zie www.saltro.nl	1	
BR17	Rubella Virus IgM As	Serum	Confirmatie door UMCU	Saltro	zie www.saltro.nl	1	
ASPE	Salicylzuur	Serum zonder gel	Asperine	Saltro	200-300 mg/l	5	
BSA1	Salmonella antistoffen (WIDAL)	Serum	Aanvragen in overleg met arts-microbioloog	UMCU	Negatief	14	3x B208
TRIP	Sarotex		Ami en nortryptiline			1	
BSCC	SCC	Serum	Squamous cell carcinoma antigen; tumormarker.	AML	< 1,5 µg/l	10	B208
BS04	Schildklier antistoffen	Serum	serum in koelkast bewaren	CLB		10	clb
BILH	Schistosoma antistoffen	Serum of urine	Bilharzia antistoffen. LUMC, Afd. Parasitologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden	LUMC	Met behulp van EIA-techniek worden antistoffen bepaald.	10	B209 B208
BS28	Seleen/selenium	Serum		AML	0,64 - 1,91 µmol/L	10	B212

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
SEMA	Semap		Zie Penfluridol			2	
MSRD	Serdolect M			Saltro		5	
SERD	Sertindol			Saltro		5	
SERE	Serestea		Zie Oxazepam			3	
SRQU	Seroquel	Serum zonder gel	Quetiapine	Saltro	50-400 µg/l	1	
SERO	Seroxat	Serum zonder gel	Paroxetine.	Saltro	10-75 µg/l	2	
ZOLO	Sertraline	Serum zonder gel	Zolof.	Saltro	Sertraline 25-100 µg/l; Desmethyl sertraline 50-200 µg/l	5	
SHBG	Sex hormoon bindend globuline	Serum		AML	Vrouwen : < 15 jaar : 25 - 80 nmol/L 15 - 25 jaar : 17 - 105 nmol/L 25 - 60 jaar : 35 - 140 nmol/L > 60 jaar : 28 - 105 nmol/L Mannen : < 15 jaar : 20 - 120 nmol/L 15 - 25 jaar : 10 - 52 nmol/L 25 - 60 jaar : 17 - 52 nmol/L > 60 jaar : 20 - 70 nmol/L	7	B208
SINE	Sinequam		Doxepine			2	
BSOM	Somatomedine C	Serum	IGFT Insulinlike growth factor (Buis laten stollen en onmiddellijk centrifugeren,) Serum invriezen (-20°C).24 uur houdbaar in koelkast	AML	Vrouw < 10 jaar : 10 - 91 nmol/l 10 - 20 jaar : 39 – 130 21 - 40 jaar : 26 – 72 ➤ 40 jaar : 20 – 59 ➤ Man < 10 jaar : 13 - 78 nmol/l 10 - 20 jaar : 33 – 156 21 - 40 jaar : 33 - 78 > 40 jaar : 20 - 65	14	B209
BHGH	Somatrofine	Serum	Groeihormoon, nuchter. Indien niet dezelfde dag bepaald, derum invriezen (-20°C).		<10 mIU/l	14	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	Sotalol	Serum	2 ml Serumverzenden bij kamertemp. Laboratorium vd apotheek van AZG Hanzeplein 1 9713GZ Groningen	AZG		10	
SPFE	Sperma onderzoek Fertiliteit	Sperma	Materiaal moet binnen 2 uur op het lab. zijn bij voorkeur voor 15 uur,	Saltro	Aanwijzingen tbv zaandonderzoek: zie www.saltro.nl. Materiaal inleveren bij Poli Mississippidreef 83.	1	
SPVA	Sperma onderzoek Vasectomie	Sperma		Saltro		1	
	Sperma kweek + gram preparaat	Sperma		MSaltro			
CIVR	Spijt citraat	Citraat plasma					
EDVR	Spijt EDTA plasma	EDTA bloed		Saltro			
SEVR	Spijt serum	Serum		Saltro			
SPIR	Spirometrie			Saltro	Op afspraak		
MICR	Sputum kweek	Sputum	504 + nat + gram+ honorarium	MSaltro		3	
BS24	Stollingsonderzoek (Trombocyten, APTT, PT, Fibrinogeen)	Citraat plasma + EDTA bloed		Saltro	Zie afzonderlijke testen	1	
VS02	Sulphaemoglobine	Li-heparine volbloed, zonder gel	Alle gegevens duidelijk op het formulier vermelden.	DIAC	< 1,0 %	7	B204
SULP	Sulpiride	Serum zonder gel	Dogmatil	Saltro	150-750 µg/l	2	
	Tacrolimus (Prograft)	EDTA bloed 4 ml	Laboratorium toxicology Tav Dr de Wolf LUMC locale post L1-P Postbus 9600 2300RC Leiden			10	
MEDA	Tambocor	Serum	UMCU Huispost G0.3.30			14	
MICR	TBC – Ziehl Neelsen	Diverse	M588 plus honoraria	UMCU			
	TBC- kweek	Diverse		UMCU			

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	T cel klonaliteits onderzoek	Li-heparine volbloed, zonder gel 2x 4,5 ml	Erasmus Medisch Centrum Immunologie 's-Gravendijkwal 230 3015 CE Rotterdam form: http://www.erasmusmc.nl/immunologie/patientenzorg/1368459/	Erasmus Medisch Centrum			
BC30	Tegretol		Zie Carbamazepine.			3	
NORI	Temazepam	Serum zonder gel	Normison	Saltro	300-800 µg/l	3	
TEME	Temesta		Zie Lorazepam			3	
TERF	Terfluzine		Zie Trifluoperzine			5	
BT02	Testosteron	Serum 1.5 ml		AML	Vrouwen : 0 - 15 jaar : 0,17 - 2,1 nmol/l 15 - 25 jaar : 0,5 - 3,0 nmol/l 25 - 60 jaar : 0,35 - 2,1 nmol/l >60 jaar : 0,15 - 1,05 nmol/l Mannen : 0 - 15 jaar : 0,17 - 19 nmol/l 15 - 25 jaar : 7,0 - 28,0 nmol/l 25 - 60 jaar : 7,0 - 25,0 nmol/l >60 jaar : 6,0 - 20,0 nmol/l	10	B208
BT16	Theophylline	Serum	Afname tijdstip: 3 uur na een dosis in oplossing of tablet. 4 uur na een tablet met vertraagde werking. Theolair, Theolin	Saltro	Therapeutische conc: 12-20 mg/l; Tot 15 jaar: 8-12 mg/l; Toxische waarde: > 30 mg/l; Steady state na ca. 3 dagen	2	
BTG1	Thyroglobuline	Serum		AML	< 70.0 µg/l	7	B208
BT36	Thyroxine-Vrij (Vrij-T4)	Serum		Saltro	11-23 pmol/l	1	
BV05	Tocoferol		Zie Vitamine E.			10	
TOFR	Tofranil		Zie Imipramine + desipramine			1	
AMLA	Tolueen	Urine	Bij verdenking op lijmsnuiven	AML		10	
TOLV	Tolvon		Zie mianserine.			2	
BT70	Topomax	Serum	Topiramaat	SEIN		10	
BTC1	Toxocara canis as	Serum	Honden spoelworm	UMCU	Negatief	10	B212
BT19	Toxoplasmose-IgG As bij BT27	Serum		Saltro	zie www.saltro.nl	5	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BT27	Toxoplasmose-IgM As bij BT19	Serum	Confirmatie op VIDAS en aviditeitsbepaling als tevens IgG positief	Saltro	Negatief. Bij een positieve uitslag vindt confirmatie plaats.	5	
BT20	Toxoplasmose IgG en IgM voor zwangeren	Serum	Op zwangerschapsformulier	Saltro		5	
BS04	TPO antitoffen	Serum	Schildklier as, serum in koelkast bewaren	CLB	Negatief	7	
BT55	Transferrine	Li-Heparine Plasma		Saltro	2,0-4,1 g/l Transferrineverzadiging: 20-50%	1	
TRAZ	Trazodon	Serum zonder gel	Trazolan	Saltro	800-2000 µg/l	2	
MICR	Trichomonas vaginalis rapid test	Genitaal		MSaltro		1	
BT28	Triglyceriden	Li-Heparine Plasma		Saltro	< 2,2 mmol/l	1	
TERF	Trifluoperazine	Serum zonder gel	Terfluzine	Saltro	Zie Trifluoperzine	5	
TRIL	Trilafon		Zie Perfenazine			2	
TRPT	Trileptal		zie carbazepine (10 hydrox)			3	
BT44	Trijoodthyroxine (T3)	Serum		Saltro	1,5-3,0 nmol/l	1	
	Triple test in groene envelop	Serum	Via verloskundige naar ons doorgestuurd bestemd voor RIVM. Buis afdraaien en Serum overgieten in plastic buis met schroefdop. Buis verzenden in bijbehorende envelop voor RIVM.				
BT12	Trombocyten	K ₃ EDTA bloed		Saltro	150-350 /nl	1	
BT10	Troponine I	Serum		Saltro	< 0,30 ng/ml	1	
BT60	Tryptase	Serum		AML	< 13,5 µg/l	10	
TRIP	Tryptizol		Zie Ami- en Nortryptiline			1	
BT40	TSH	Serum	Thyreoïd stimulerend hormoon.	Saltro	0,35-5,5 mu/l	1	
BT50	TSH receptor as	Serum	Formulier 10, serum in koelkast bewaren	CLB		10	
MICR	Uitgebreide mycologie	Diverse	M826 plus honorarium (KOH prep)	MSaltro			
UU01	Ureum	24-uurs urine		Saltro	250-500 mmol/24 uur	1	
BU02	Ureum	Li-Heparine Plasma		Saltro	Vrouwen: 2,5-6,4 mmol/l; Mannen: 2,9-7,5 mmol/l	1	
MICR	Urine kweek / dipslide	Urine	M504 (plus evt. resistentie) plus honoraria	MSaltro			

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
UU02	Urine volledig	Urine		Saltro	aspect: lichtgeel, helder s.g.: 1,016-1,025 pH: 4-8 Overige testen: negatief	1	
UU03	Urinezuur	24-uurs urine		Saltro	1,2-4,0 mmol/24 uur	1	
BU05	Urinezuur	Li-Heparine Plasma		Saltro	Vrouwen: 0,12-0,34 mmol/l; Mannen: 0,20-0,42 mmol/l	1	
UK10	Urinezuur klaring	24-uurs urine + Serum	Zie voor instructie Kreatinineklaring (SK024). Inclusief urinezuur bepaling in Serum.	Saltro		1	
DEPA	Valproïnezuur	Li-Heparine Plasma	Depakine.	Saltro	40-120 mg/l	1	
	Vancomycine	Serum	Formulier Saltro	UMCU lab apothek			
BVZ1	Varicella Zoster	Serum 0.4 ml	IgG en IgM antistoffen Veroorzaakt bij kinderen waterpokken en bij volwassenen waterpokken of gordelroos. IgG uitgevoerd op Dlab; IgM door UMCU	UMCU Saltro	IgM: Negatief IgG: grenswaarde afhankelijk van lotnummer.	10	B208 B209
VAZG	Varicella Zoster IgG	Serum	IgG antistoffen. Uitvoeren bij zwangeren	Saltro		1	
BVAS	Vasopressine	K ₃ EDTA Plasma	Anti Diuretisch Hormoon. Monster in ijs gekoelde EDTA-buis afnemen, onmiddellijk centrifugeren (lieft bij 4°C) en min. 2 ml. EDTA plasma invriezen (-20°C). Alle contact met glas vermijden!	AML	< 14 ng/l	14	B208
EFEX	Venlafaxine		zie Efexor.			1	
BC26	Vetten	Li-Heparine Plasma	Bestaat uit: Cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden.	Saltro	Ref. Waarde: Zie afzonderlijke testen cholesterol, HDL- cholesterol, triglyceriden	1	
BV08	Vitamine A	Serum 0.5 ml	Retinol. Bewaren in het donker.	AML	0.70-2.79 umol/l < 3 jaar: 0.34-2.09 umol/l	7	B206
BV07	Vitamine B1	EDTA bloed	Bestaat uit thiamine en thiaminepyrofosfaat.	Saltro	TPP: 90-200 nmol/l Thiamine: <10 nmol/l	3	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BV20	Vitamine B2	EDTA bloed	Bestaat uit FAD en riboflavine.	Saltro	FAD: 240-460 nmol/l riboflavine: < 20 nmol/l	5	2x B208
BV10	Vitamine B3	EDTA bloed	Paarse buis	SSDZ			
BV06	Vitamine B6	EDTA bloed	Bestaat uit pyridoxaal en pyridoxaalfosfaat	Saltro	pyridoxaalfosfaat: 40-100 nmol/l: pyridoxaal <20 nmol/l	3	
BV03	Vitamine B12	Serum	Cobalamine.	Saltro	140-670 pmol/l	1	
BA12	Actief vitamine B12	Serum	Erasmus MC, afd. Klinische chemie, 's-Gravendijkwal 230, 3015 CE Rotterdam Rode buis	Erasmus MC		10	
BV04	Vitamine C	Li-heparine bloed of Serum	Afdraaien en 1 ml. plasma of Serum mengen met 1,5 ml. ijskoud metafosforzuur 3%. 20 minuten laten staan bij 4°C en vervolgens invriezen (-20°C). Buisjes met metafosforzuur worden op bestelling door AML geleverd.	AML	25-102 umol/l	10	B203
BV13	Vitamine D3 (25-OH-)	Serum		Saltro	30-150 nmol/l	3	
BV05	Vitamine E	Serum 0.5 ml	Tocoferol. Bewaren in het donker.	AML	Kinderen 0 - 1 jaar: 4,6 - 37,1 µmol/L Vrouwen : 10,2 - 43,6 µmol/L Zwangerschap (2-3 trim.) : 15,6 - 55,7 µmol/L Mannen : 7,8 - 33,2 µmol/L	10	B208
	Vitamine H	Li heparine volbloed, zonder gel	TNO Zeist Utrechtseweg 48 3704HE Zeist	TNO		10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
UV04	VMA + HVA + kreatinine	24-uurs urine	Vanillyl-Mandelic Acid, Homo-Vanillyl Acid. Urine aanzuren met 150 ml. 2N H ₂ SO ₄	AML	VMA: Kinderen : 0 - 6 maand : < 10,60 µmol/24 uur - 1 jaar : < 14,14 µmol/24 uur - 2 jaar : < 13,63 µmol/24 uur - 6 jaar : < 16,66 µmol/24 uur - 10 jaar : < 25,25 µmol/24 uur Volwassenen : 2,52 - 50,46 µmol/24 uur HVA : 0- 54.9 mmol/24u	14	2x B210 +B202
BP23	Vogelziekte		Zie Ornithosis antistoffen.			10	
BFW8	Von Willebrand-factor activiteit	Citraat plasma 2 ml	Citraat bloed direct na afname centrifugeren, min. 2 ml. plasma invriezen (-20°C). LET OP: HO13 en HO11 aankruisen en bij 'andere bepalingen': "indien HO13 verlaagt: graag verder onderzoek".	CLB	50-150 %	4	CLB
BVPS	Vrij PSA	Serum	Indien niet onmiddellijk bepaald, serum invriezen (-20°C). Eerst een 'gewone' PSA laten bepalen (door Saltro), alleen doorsturen naar AML indien afwijkend.	AML	<25% : suggestief voor prostaatcarcinoom. Verdere investigatie gewenst. >25%: Het hoge gehalte aan vrij PSA pleit voor goedaardige prostaathypertrofie.	10	
BT03	Vrij testosteron	Serum		AML	Vrouwen: 0 - 15 Jaar: 3,5 - 40 pmol/l 15 - 25 Jaar: 7,0 - 52 25 - 60 Jaar: 3,5 - 28 >60 Jaar: 3,5 - 17 Mannen: 0 - 15 Jaar: 3,5 - 350 15 - 25 Jaar: 175 - 700 25 - 60 Jaar: 140 - 520 >60 Jaar: 100 - 350	10	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
BT05	Vrij testosteron index	Serum		AML	Vrouwen: 0 - 15 Jaar: 0,3 - 7,5 indexprocent 15 - 50 Jaar: 0,9 - 8,5 50 - 60 Jaar: 0,4 - 4,5 > 60 Jaar: 0,3 - 2,2 Mannen: 0 - 15 Jaar: 0,1 - 50,0 15 - 50 Jaar: 15 - 100 50 - 60 Jaar: 20,0 - 70,0 > 60 Jaar: 15,0 - 50,0	10	
BVT3	Vrij T3	Serum		AML	2.63-5.71 pmol/l	10	
UC18	Vrij urinair cortisol	24-uurs Urine		AML	55-248 nmol/24 uur	10	B208
BVZ1	Waterpokken		Varicella Zoster IgM en IgG antistoffen IgG uitgevoerd op Dlab; IgM door UMCU	UMCU Saltro		10	
AMPT	XTC	Urine	Amphetamine, het belangrijkste bestanddeel van XTC wordt bepaald.			1	
ETHY	Zarotin		Zie Ethosuximide			3	
MICR	Ziehl Neelsen		M588 plus honorarium	UMCU			
BB22	Ziekte van Bang		Zie Brucella antistoffen.			10	
BB35	Ziekte van Lyme		Zie Borrelia Burgdorfferi antistoffen			5	
BL03	Ziekte van Weil		Zie Leptospira antistoffen.			10	
BZ07	Zink	Serum 0.5 ml		AML	8.42-24.48 umol/l	10	B208
BZ66	Zink in erythrocyten (rbc)	K2EDTA bloed sporevrij	Alleen mogelijk op poli's Rubenslaan, Mississippidreef en Kaaphoorn	AML	133.8-226.4 umol/l	10	
BMZ3	Zink proto-porfirines	Li-heparine volbloed, zonder gel		AML	< 150 µmol/mol Hb (Fe)	14	B209
ZOLO	Zoloft	Serum zonder gel	Sertraline	Saltro		5	B211
CISO	Zuclopentixol	Serum zonder gel	Clopentixol Cisordinol	Saltro	5-50 µg/l	2	
UZ09	Zwangerschapsreactie (kwal.)	Urine	Screening op zwangerschap. Binnen 7 tot 10 dagen na conceptie te gebruiken.	Saltro	Positief vanaf 30 mU/l	1	

Code	Testnaam	Materiaal	Test informatie	Lab	Referentiewaarde	Dag	COTG
	Zwangerschapsreactie (kwant.)		HCG wordt niet meer kwantitatief bepaald in urine maar in Serum. Zie HCG kwantitatief.			1	B209
	Zwangerschapsreactie (kwant.)		Bij kans op Mola of chorionepithelium. Bij verdenking op Mola of chorionepithelium s.v.p. HCG in bloed aanvragen.			1	B213
ZYPR	Zyprexa		Zie Olanzapine			5	